Boîtes de Petri Falcon®

- Ø 35 mm : boîte de Petri EASY GRIP permet une meilleure préhension
- Couvercle avec rebord très couvrant pour éviter les contaminations et 3 ergots permettant des échanges gazeux optimaux
- Surface de culture plane, sans distorsion
- Polystyrène vierge, qualité cristal garantissant la transparence optique
- Stériles
- 351006 : avec couvercle ajusté (ou étanches), pour limiter l'évaporation



Boîtes de Petri non traitées Falcon®

Référence	Ø x h (mm)	Type	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
351008	40,28 x 6,17	35 mm	20	500	NC -
351006	50 x 9	50 mm	20	500	NC -
351007	53,34 x 13,89	60 mm	20	500	NC -
351029	87,91 x 14,33	100 mm	20	500	NC -
351058	142,37 x 7,145	150 mm	20	100	NC -

Boîtes de Petri Corning®

- Polystyrène vierge optiquement transparent
- Non traitées pour les applications où l'adhérence cellulaire n'est pas souhaitée
- Rebords facilitant la manipulation
- Les orifices d'aération assurent un échange gazeux homogène
- Stériles
- Apyrogènes



Boîtes de Petri non traitées Corning®

Référence	Ø x h (mm)	Type	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
430588	36,57 x 11,94	35 mm	20	500	NC -
430589	57,40 x 15,49	60 mm	20	500	NC -
430591	92,71 x 20,83	100 mm	20	500	NC -
430597	148,08 x 27,43	150 mm	5	60	NC -

Boîtes de Petri Nalgene™



- En PMP
- Empilables pour plus de commodité
- Réutilisables
- Autoclavables

Boîtes de Petri non traitées

Référence	Ø x h (mm)	Type	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
029727	92 x 14,7	100 mm	10	60	NC -

Boîtes de Petri SPL



- Stériles
- En polystyrène transparent haute qualité

Boîtes de Petri non traitées SPL


Référence	Ø x h (mm)	Type	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
330000*	35 x 9,60	35 mm	10	500	NC -
330001*	52,80 x 12,80	60 mm	10	500	NC -
330002	85,73 x 12,60	90 mm	10	500	NC -
330003	138,57 x 15,40	150 mm	10	120	NC -
330004	138,57 x 23,30	150 mm	10	120	NC -

* grip externe

Autres boîtes de Petri

Endo-toxines DNase RNase

- Stériles
- Anneau de préhension
- Ergots de ventilation



Boîtes de Petri non traitées

Référence	Ø x h (mm)	Type	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
978262	60 x 15	60 mm	Non traité	10	500	NC -
978263	100 x 15	100 mm	Non traité	10	500	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com