Plaques et microplaques transparentes non traitées Falcon®



- La surface de croissance non traitée est plus hydrophobe que la surface de culture tissulaire
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Couvercle permettant un empilage stable sur la paillasse ou dans l'incubateur
- Clarté optique pour une visualisation de toutes les monocouches cellulaires

Référence	Nombre de puits	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
351146	6	Plat	1	50	NC -
351143	12	Plat	1	50	NC -
351147	24	Plat	1	50	NC -
351178	48	Plat	1	50	NC -
351172	96	Plat	1	50	NC -
351177	96	Rond	1	50	NC -

Plaques et microplaques transparentes non traitées Corning®




- La surface de croissance non traitée est plus hydrophobe que la surface de culture tissulaire
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Couvercle permettant un empilage stable sur la paillasse ou dans l'incubateur
- Clarté optique pour une visualisation de toutes les monocouches cellulaires

Référence	Nombre de puits	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
003736	6	Plat	5	100	NC -
003737	12	Plat	5	100	NC -
003738	24	Plat	5	100	NC -
003370	96	Plat	20	100	NC -
003788	96	Rond	20	100	NC -

Pour les plaques inhibant toutes adhésions cellulaires Ultra Low Attachement, consultez la gamme Corning 3D page 2.

Plaques et microplaques transparentes non traitées Greiner Bio-One



Plaques en polystyrène, avec couvercle, non traitées, adaptées pour culture de cellules en suspension, hybridomes, cellules souches embryonnaires.

- Haute transparence, faible autofluorescence
- Emballage pelable
- Repérage alpha numérique
- Les plaques FourWell sont prévues pour recevoir éventuellement des lames de microscopie, avec système d'encoches pour les retirer facilement
- Stériles
- Non cytotoxiques

Référence	Nombre de puits	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
1670190	1	Plat	8	32	NC -
073045	4	Plat	8	32	NC -
657185	6	Plat	1	100	NC -
665102	12	Plat	1	100	NC -
662102	24	Plat	1	100	NC -
677102	48	Plat	1	100	NC -
650185	96	Rond	1	60	NC -
655185	96	Plat, puits cheminée	1	60	NC -

Pour les plaques inhibant toutes adhésions cellulaires, consultez la gamme Greiner Bio-One 3D Cell-Repellent page 4.

Plaques et microplaques transparentes non traitées Nunc™



Plaques stériles non traitées culture pour toutes les applications ne nécessitant pas d'ancrage de cellules sur le fond des plaques (suspension).

- Avec couvercle
- Empreinte standard pour les plaques multi-puits permettant leur utilisation dans les équipements classiques

Référence	Nombre de puits	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
056275	1 (rectangulaire)	Plat	10	100	NC -
056277	4 (rectangulaire)	Plat	10	100	NC -
056279	8 (rectangulaire)	Plat	10	100	NC -
055617	4	Plat	120	120	NC -
055618	6	Plat	5	75	NC -
055619	12	Plat	1	75	NC -
055620	24	Plat	1	75	NC -
055621	48	Plat	1	75	NC -
056877	96	Plat	25	100	NC -
056367	96	Conique	10	80	NC -
056837	96	Rond	10	160	NC -

Pour les plaques inhibant toutes adhésions cellulaires, consultez la gamme Nunc™ Nunclon Sphera® page 8.