Plaques et microplaques transparentes non traitées SPL

- Polystyrène transparent de haute qualité
- Marquage alphanumérique
- Avec couvercle transparent
- USP Class VI
- Stériles
- Non cytotoxiques

DNase RNase · Endo-toxines · ADN humain



Référence	Nombre de puits	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
330025	6	Plat	1	50	NC -
330028	12	Plat	1	50	NC -
330031	24	Plat	1	50	NC -
330034	48	Plat	1	50	NC -
330037	96	Plat	1	50	NC -
330040	96	Rond	1	50	NC -
330203	384	Plat	10	40	NC -

Pour les plaques inhibant toutes adhésions cellulaires, consultez la gamme SPL 3D page 8.

Mini Reacteurs Corning® pour cultures en suspension

- En polypropylène
- Pour cellules en suspension, sphéroïdes, bactéries aérobies, levures
- Système clos, prémontés, limitant les risques de contamination
- Large zone de marquage
- Stériles
- Certifiés USP classe VI, Animal-Freen BSE/TSE

DNase RNase · Endo-toxines




Référence	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Matière du tube	Spécificité	Vitesse de centrifugation (g)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
431720	50	2,54 x 10,16	PP	Bouchon ventilé	12000	25	300	NC -
0011705*	50	2,54 x 10,16	PP	Avec tube plongeant	-	1	2	NC -
0011706*	50	2,54 x 10,16	PP	Avec tube plongeant et accessoires	-	1	2	NC -
0011750	500	7,62 x 12,7	PP	Avec tube plongeant	6000	1	2	NC -

* références jupées autoportantes

Tubes de culture CELLreactor™ Greiner Bio-One

- Tubes 15 ml et 50 ml CELLSTAR polypropylène stérile, dotés d'un bouchon filtrant / bioréacteurs petites capacités
- Pour cellules en suspension, sphéroides, bactéries aérobies, levures
- Totalement étanches même en position horizontale
- Bouchon à 8 perforations
- Filtre certifié USP Class VI de porosité 0,2 µm garantissant une stérilité maximale
- Possibilité de réduction de l'aération par obturation d'une ou plusieurs ouvertures



ADN humain · DNase RNase · Cyto-toxines · Pyro-gènes

Tubes de culture CELLreactor™

Référence	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Matière du tube	Vitesse de centrifugation (g)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
227245	50	29,5 x 115,5	PP	9500	20	500	NC -
188241	15	17 x 120	PP	4000	20	500	NC -

Tubes de culture Nunc™

- 200 ml, gradué jusqu'à 175 ml
- Capuchon à double position : filtrant ou étanche
- Stérilisés Gamma



Référence	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Matière du tube	Spécificité	Vitesse de centrifugation (g)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
055050	200	59,9 x 137,2	PP	Bouchon double position	7000	4	48	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF
055051	Adaptateur	2	2	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com