Erlenmeyer et fioles de Fernbach Corning®

Référence	Volume (ml)	Matière (Erlenmeyer/bouchon)	Avec déflecteurs	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Erlenmeyer avec bouchon standard						
430421	125	PC/PP	Non	1	50	**NC -**
430183	250	PC/PP	Non	1	50	**NC -**
430422	500	PC/PP	Non	1	25	**NC -**
431146	1000	PC/PP	Non	1	25	**NC -**
431404	125	PC/PP	Oui	1	50	**NC -**
431406	250	PC/PP	Oui	1	50	**NC -**
431408	500	PC/PP	Oui	1	25	**NC -**
431402	1000	PC/PP	Oui	1	25	**NC -**
Erlenmeyer avec bouchon filtrant						
431143	125	PC/PP	Non	1	50	**NC -**
431144	250	PC/PP	Non	1	50	**NC -**
431145	500	PC/PP	Non	1	25	**NC -**
431147	1000	PC/PP	Non	1	25	**NC -**
431255	2000	PC/PP	Non	1	6	**NC -**
431405	125	PC/PP	Oui	1	50	**NC -**
431407	250	PC/PP	Oui	1	50	**NC -**
431401	500	PC/PP	Oui	1	25	**NC -**
431403	1000	PC/PP	Oui	1	25	**NC -**
431256	2000	PC/PP	Oui	1	6	**NC -**
431280	2000	PETG/PP	Non	1	6	**NC -**
431281	2000	PETG/PP	Oui	1	6	**NC -**
Fioles de Fernbach avec bouchon filtrant						
431252	3000	PC/PP	Non	1	4	**NC -**
00431685	5000	PC/PP	Non	1	4	**NC -**
431253	3000	PC/PP	Oui	1	4	**NC -**
00431684	5000	PC/PP	Oui	1	4	**NC -**
431282	3000	PETG/PP	Non	1	4	**NC -**
431284	5000	PETG/PP	Non	1	4	**NC -**
431283	3000	PETG/PP	Oui	1	4	**NC -**
431285	5000	PETG/PP	Oui	1	4	**NC -**

Les Erlenmeyer et Fernbach Corning sont idéaux pour les cultures sous agitation et le stockage.

- **Stérilisés aux rayons gamma**
- **Conformes USP class VI**
- **Emballage individuel**
- **Bouchons filtrants pour optimiser les échanges gazeux**
- **Les systèmes de déflecteurs (ou baffles) permettent une meilleure agitation de la suspension cellulaire**

DNase RNase — Endo-toxines


Erlenmeyer


Fioles de Fernbach

Erlenmeyer pour culture en suspension en système clos

Les systèmes clos Corning reduisent de manière significative le risque de contamination lors d'une production, pour un gain de temps de manipulation et augmentation la productivité du process.

- **Livrés stériles et pré-assemblés**
- **Conformes USP Class VI, animal-free BSE-TSE, apyrogènes**
- **Idéal pour inoculer des bioréacteurs**

Référence	Volume (ml)	Matière Erlenmeyer	Connectique	Système aséptique	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
0011405	125	PC	Male Luer Lock	1/8 Dip Tube	1	6	**NC -**
0011465	2000	PC	Male Luer Lock	1/4 Dip Tube	1	2	**NC -**
00431518	2000	PC	Male MPC disconnect	1/4 Dip Tube	1	3	**NC -**
0011501	5000	PC	Male MPC	100 mm aseptic transfer cap	1	2	**NC -**
0011502	5000	PC	Male MPC	100 mm aseptic transfer cap	1	2	**NC -**

Large choix de volumes et de connectiques, nombreux autres modèles disponibles, nous consulter.

