Spinner Corning®



Spinner avec déflecteurs et pales d'agitation permettant une aération et un mélange optimal de la culture.

- **Prêts à l'emploi, livrés avec palette d'agitation et barreau aimanté**
- **Polystyrène stérile (rayonnement gamma)**
- **Emballage individuel**
- **Accès facile pour les pipettes sérologiques**



Large choix de volumes et de matériaux, nous consulter

Référence	Volume total (ml)	Ø x h (mm)	Matière	Type de bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
003152	125	63,5 x 145	PS	Standard	1	12	**NC -**
003153	500	87,3 x 203,2	PS	Standard	1	12	**NC -**
003561	1000	137 x 245	PS	Standard	1	6	**NC -**
003563	3000	188 x 259	PS	Standard	1	4	**NC -**
003578	500	63,5 x 145	PS	Filtrant	1	12	**NC -**
003580	1000	137 x 245	PS	Filtrant	1	6	**NC -**
003581	3000	188 x 259	PS	Filtrant	1	4	**NC -**

Réacteurs GLS80 avec tige d'agitation magnétique Duran®





Raccords GL14 et GL18 pour l'introduction et le prélèvement des matières en cours de mélange, pour la connexion de diamètre externe 1,6 - 12 mm ou la compensation stérile de pression.

- **Mélange nettement supérieur à celui des barreaux aimantés standard**
- **La tige d'agitation est interchangeable et peut être utilisée à une vitesse de 500 rpm**
- **Température maximale d'utilisation de 140 °C**
- **Autoclavables**
- **Accès facile pour les pipettes sérologiques**

Applications

- **Mélange de liquides**
- **Dissolution de matières solides**
- **Simple processus de fermentation**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
091912	Aimant à hélice pour bouchon GLS80	**NC -**
091913	Aimant à ancre de rechange pour bouchon GLS80	**NC -**
091914	Bouchon GLS80 de rechange pour tige d'agitation	**NC -**
091915	Axe de rechange acier inox avec vissage PEEK pour tige d'agitation pour bouchon GLS80	**NC -**

Réf.	Désignation	CHF
091911	Bouchon GLS80 avec tige d'agitation à ancre magnétique	**NC -**
096328	Bouteille Duran® 250 ml avec bouchon PP GLS80 bleu/gris, 1 bouchon PP GL14 bleu, 2 bouchons GL14 PBT rouges, 2 bouchons PBT GL18 rouges	**NC -**
091909	Bouteille Duran® 1 l avec bouchon PP GLS80 bleu/gris, 1 bouchon PP GL14 bleu, 2 bouchons GL14 PBT rouges, 2 bouchons PBT GL18 rouges	**NC -**
091910	Bouteille Duran® 2 l avec bouchon PP GLS80 bleu/gris, 1 bouchon PP GL14 bleu, 2 bouchons GL14 PBT rouges, 2 bouchons PBT GL18 rouges	**NC -**

Réacteurs GL45 avec tige d'agitation magnétique Duran®



Raccords GL14 et GL18 pour l'introduction et le prélèvement des matières en cours de mélange, pour la connexion de diamètre externe 1,6 - 6 mm ou la compensation stérile de pression

- **Mélange nettement supérieur à celui des barreaux aimantés standard**
- **Peuvent être utilisés à une vitesse de 500 rpm**
- **Température maximale d'utilisation de 140 °C**
- **Autoclavables**

Applications

- **Mélange de liquides**
- **Dissolution de matières solides**

Référence	Désignation	CHF
091982	Bouteille Duran® 500 ml avec bouchon PP GL45 bleu/gris, 1 bouchon PP GL14 bleu, 2 bouchons GL14 PBT rouges	**NC -**
091983	Bouteille Duran® 1000 ml avec bouchon PP GL45 bleu/gris, 1 bouchon PP GL14 bleu, 2 bouchons GL14 PBT rouges	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
091985	Aimant à aillettes rétractables pour bouchon GL45	**NC -**
091984	Bouchon GL45 bleu/gris de rechange avec bouchon PP GL14 bleu	**NC -**