Flacons à ouverture large GLS80 à double paroi

DWK LIFE SCIENCES

- Flacons en verre borosilicaté Duran 3.3 à col large GLS80 (Ø int. : 65 mm) et double paroi intégrale
- Graduations sur la paroi intérieure
- Connecteurs avec capuchons à vis rouges GL18, joints enduits PTFE
- Fond intérieur plat compatible avec les barreaux d'agitation magnétique ou le système d'agitation par bouchon à hélice GLS80
- Flacons fournis avec bouchon GLS80, bouchon pour connecteurs en PBT GL18 et olives PTFE Ø 10 mm
- Entièrement autoclavables, températures d'utilisation : -40 °C à +120 °C
- Composants en verre utilisables entre - 196 °C et + 300 °C



Référence	Volume (ml)	CHF
084484	500	NC -
084485	1000	NC -

Bouchons GLS80

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
091919	Bouchon GLS80 blanc en PSU avec revêtement PTFE	1	NC -
096116	Bouchon GLS80 en PP, ventilé	2	NC -
091911	Capuchon GLS 80 complet avec tige, aimant en ancre, bouchons	1	NC -
096003	Capuchon GLS80 PP 4 sorties avec tige d'agitation à ailettes	1	NC -

Flacons Magna Flex

DWK LIFE SCIENCES

- Bras latéraux pour flacons de 500 ml à 6 l
- Avec bouchons ventilés pour favoriser les échanges gazeux et éliminer les contaminations croisées



Référence	Volume (ml)	Dimensions ø x h (mm)	Bouchon	Bras	CHF
048580	125	65 x 155	51 - 400	33 - 430	NC -
048581	250	85 x 175	51 - 400	33 - 430	NC -
048582	500	110 x 190	100 - 400	45 mm	NC -
048583	1000	130 x 250	100 - 400	45 mm	NC -
048584	3000	178 x 341	100 - 400	45 mm	NC -
048585	6000	258 x 404	100 - 400	45 mm	NC -

Spinners et flacons d'agitations Bellco®



BELLCO

Pour les différents spinners en verre de la gamme BELLCO, veuillez consulter nos spécialistes.

ASTUCE



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com