## Autres rollers




- Bouchon en polyéthylène
- Stériles
- Prise en main facile
- Avec bouchon filtrant ou non
- Graduations noires

### Rollers non traités culture, pour les cultures en suspension

| Référence | Volume total (ml) | Ø x h (mm) | Matière | Paroi | Surface (cm²) | Type de bouchon | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **978215** | 1000 | 116,5 x 176 | PS | Lisse | 490 | Standard | 1 | 24 | **NC -** |
| **978216** | 1000 | 116,5 x 176 | PS | Lisse | 490 | Filtrant | 1 | 24 | **NC -** |
| **978217** | 2000 | 116,5 x 276 | PS | Lisse | 850 | Standard | 1 | 12 | **NC -** |
| **978218** | 2000 | 116,5 x 276 | PS | Lisse | 850 | Filtrant | 1 | 12 | **NC -** |

## Poches de culture





**Pour les poches de culture en suspension, consultez notre service technique dt-milian@milian.com**

