Chambres de culture SPL

- Stériles
- Chambre en polystyrène collée sur une lame de microscope en verre (75 x 25 mm)
- Non cytotoxiques
- Lame disponible dans différents matériaux :
  - en verre, chargé naturellement, surface de croissance idéale pour les cellules adhérentes ;
  - DLux, plastique modifié avec une autofluorescence minimale ;
  - FLux, film plastique modifié (188 µm) pour la microscopie confocale
- Marquage alphanumérique
- Livrées sur des plateaux adaptés pour une utilisation en incubateur

DNase RNase | ADN humain | Endo-toxines






Volume recommandé en fonction de la surface

Nombre de compartiments	Surface de culture (cm^2)	Volume de travail (ml)/ chambre
1	9,4	2,5-5,5
2	4,55	1,2-2,5
4	2,13	0,5-1,3
8	0,98	0,2-0,6

Référence	Nombre de compartiments	Couleur du compartiment	Matériau de la lame	Traitement culture	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
330049	1	Transparent	Verre	Non	6	12	NC -
330050	1	Noir	Verre	Non	6	12	NC -
330051	1	Blanc	Verre	Non	6	12	NC -
330052	2	Transparent	Verre	Non	6	12	NC -
330053	2	Noir	Verre	Non	6	12	NC -
330054	2	Blanc	Verre	Non	6	12	NC -
330055	4	Transparent	Verre	Non	6	12	NC -
330056	4	Noir	Verre	Non	6	12	NC -
330057	4	Blanc	Verre	Non	6	12	NC -
330058	8	Transparent	Verre	Non	6	12	NC -
330059	8	Noir	Verre	Non	6	12	NC -
330060	8	Blanc	Verre	Non	6	12	NC -
330061	1	Transparent	DLux	Oui	6	12	NC -
330063	2	Transparent	DLux	Oui	6	12	NC -
330065	4	Transparent	DLux	Oui	6	12	NC -
330067	8	Transparent	DLux	Oui	6	12	NC -
330062	1	Transparent	FLux	Oui	6	12	NC -
330064	2	Transparent	FLux	Oui	6	12	NC -
330066	4	Transparent	FLux	Oui	6	12	NC -
330068	8	Transparent	FLux	Oui	6	12	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com