TUBES À CENTRIFUGER 15 ET 50 ML

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml Nunc™



Volume (ml)	15		50	
Ø ext. (mm)	17		30	
Hauteur (mm)	120		115	
Matière	Polypropylène		Polypropylène	
Stérile	Oui		Oui	
Autoclavable	Non		Non	
Vitesse max de centrifugation (g)	10500		17000	
Jupe	Non		Non	
Graduation	Oui		Oui	
Zone de marquage	Oui		Oui	
Coloris	Translucide		Translucide	
Spécificités	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; non cytotoxique ; USP classe VI	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; non cytotoxique ; USP classe VI ; Portoir en plastique recyclable	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; non cytotoxique ; USP classe VI	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; non cytotoxique ; USP classe VI ; Portoir en plastique recyclable
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	12 portoirs de 25 tubes
Réf. bouchon bleu	**056770**	**056771**	**056772**	**056773**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml TPP®




Volume (ml)	15				50			
Ø ext. (mm)	17,1				30			
Hauteur (mm)	120				115			
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène			Polystyrène; bouchon en polyéthylène	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène			
Stérile	Oui				Oui			
Autoclavable	Non				Non			
Vitesse max de centrifugation (g)	15500	15500	15500	1700	15500	15500	15500	15500
Jupe	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Graduation	Oui (incrément de 0,1 ml jusqu'à 0,5 ml et 0,5 ml jusqu'à 15 ml)				Oui (incrément de 0,5 ml jusqu'à 2 ml; 2,5 ml jusqu'à 50 ml)			
Zone de marquage	Oui sur tube + étiquette sur bouchon				Oui sur tube + étiquette sur bouchon			
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Transparent	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Temp. d'utilisation	-190 °C à +120 °C	-190 °C à +120 °C	-190 °C à +120 °C	-40 °C à +75 °C	-190 °C à 120 °C	-190 °C à 120 °C	-190 °C à +110 °C	-190 °C à 120 °C
Spécificités	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines (<0,06EU/ml) ; exempt TSE/BSE				Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,06EU/ml ; exempt TSE/BSE			
Unités/carton	20 sachets de 40 tubes	10 portoirs de 30 tubes	100 tubes en triple emballage	20 sachets de 40 tubes	18 sachets de 20 tubes	10 portoirs de 20 tubes	100 tubes en triple emballage	16 sachets de 20 tubes
Réf. bouchon jaune	**191015**	**191017**	**191015T**	**191115**	**191050**	**191018**	**191050T**	**191051**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes à centrifuger pour la détermination de la densité cellulaire TPP

- **Alternative au comptage manuel permettant la détermination de la densité cellulaire des cultures en suspension**
- **Un échantillon de cellules est placé dans le tube et centrifugé 1 min à 2500 g. Le volume du culot ainsi formé permettra la détermination de la densité cellulaire**
- **Large gamme de comptage : 10^5 cellules/ml à 10^7 cellules/ml**

Référence	Désignation	ø x h (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
187005	Tube 1 ml PS gradué sans bouchon	10,5 x 43	50	250	**NC -**
187007	Tube 1 ml PS non-gradué sans bouchon	10,5 x 43	50	150	**NC -**
187008	Bouchon PE	ø 13,5	50	150	**NC -**



WEB



Saisissez les références sur milian.com pour retrouver le guide de résistance chimique des résines TPP

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com