
Autres tubes à centrifuger 15 et 50 ml



Volume (ml)	15				50				
Ø (mm)	17				30				
Hauteur(mm)	120				115				
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène				Polypropylène ; bouchon en polyéthylène				
Stérile	Oui				Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Autoclavable	Oui sans bouchon				Oui sans bouchon				
Vitesse max de centrifugation (g)	12000				16000				
Jupe	Non				Non				
Graduation	Oui				Oui				
Zone de marquage	Oui et possibilité de marquage sur le bouchon				Oui et possibilité de marquage sur le bouchon				
Coloris	Translucide				Translucide				
Températures d'utilisation	- 80 °C à +120 °C				- 80 °C à +120 °C				
Spécificités	Exempt de DNase et RNase, d'ADN, et d'endotoxines; non cytotoxique								
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes	12 portoirs en polypropylène de 25 tubes	6 portoirs en polystyrène de 50 tubes	12 portoirs en carton de 25 tubes	12 portoirs en polypropylène de 25 tubes	20 sachets refermables 25 tubes	12 portoirs en polystyrène de 25 tubes	12 portoirs en carton de 25 tubes	12 portoirs en carton de 25 tubes
Référence bouchon vert	**978521**	**978500**	**978495**	**978497**	**978502**	**978522**	**978496**	**978498**	**978499**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volume (ml)	15				50			
Ø (mm)	17				30			
Hauteur (mm)	120				115			
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène				Polypropylène ; bouchon en polyéthylène			
Stérile	Oui				Oui			
Type de bouchon	A vis; Flip top, en polyéthylène avec joint étanche intégré		Snap		A vis; Flip top, en polyéthylène avec joint étanche intégré		Snap	
Autoclavable	Oui sans bouchon	Oui sans bouchon	Oui	Oui	Oui sans bouchon	Oui sans bouchon	Oui	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	9400	9400	5500	1000	9400	9400	5500	1000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui
Graduation	Oui imprimées avec une précision +/- 2%; moulées dans le fond conique	Oui imprimées; précision +/- 2%	Oui moulées; incréments 0,5 ml	Oui moulées; incréments 0,5 ml	Oui imprimées avec une précision +/- 2%; moulées dans le fond conique	Oui imprimées avec une précision +/- 2%; moulées dans le fond conique	Graduations moulées; incrément 2,5 ml	Graduations moulées; incrément 2,5 ml
Zone de marquage	Oui				Oui			
Coloris	Translucide				Translucide			
Spécificités	Bouchon ergonomique conçu pour une utilisation avec une seule main; les graduations moulées dans le fond du tube sont idéales pour visualiser le culot ou identifier les petits volumes	Bouchon ergonomique conçu pour une utilisation avec une seule main	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Bouchon ergonomique conçu pour une utilisation avec une seule main; les graduations moulées dans le fond du tube sont idéales pour visualiser le culot ou identifier les petits volumes		Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines
Unités/carton	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	10 sachets de 50 tubes	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	10 sachets de 25 tubes	10 sachets de 25 tubes
Référence bouchon naturel	**978492**	**978493**	**-**	**-**	**978383**	**978384**	**-**	**-**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**
Référence bouchon vert	**-**	**-**	**978449**	**978450**	**-**	**-**	**978451**	**978452**
CHF/carton	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com