
TUBES À CENTRIFUGER

Tubes à centrifuger gros volume Falcon®




Volume (ml)	175	225
Ø (mm)	60,71	
Hauteur sans bouchon (mm)	118,11	137,16
Hauteur avec bouchon (mm)	120,35	139,4
Matière	Polypropylène ; bouchon en HDPE	
Stérile	Oui	
Fond	Conique	
Autoclavable	Non	
Vitesse max de centrifugation (g)	7500	
Graduation	Oui (incrément 10ml)	
Zone de marquage	Non	
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C	
Spécificités	Surface hydrophobe et biologiquement inerte	
Unités/carton	6 sachets de 8 bouteilles	6 sachets de 8 bouteilles
Référence bouchon bleu	**352076**	**352075**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**



Référence adaptateur pour centrifugation	**352090**
Unités/carton	8 adaptateurs
CHF/carton	**NC -**

Tubes à centrifuger gros volume Corning®




Volume (ml)	250	500
Ø (mm)	59,69	-
Hauteur (mm)	161	-
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène	
Stérile	Oui	
Fond	Conique	
Autoclavable	Non	
Vitesse max de centrifugation (g)	6000	
Graduation	Oui	
Zone de marquage	Non	
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C	
Spécificités	Exempt d'endotoxine	
Unités/carton	17 sachets de 6 bouteilles	6 sachets de 6 bouteilles
Référence bouchon orange	**430776**	**431123**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**



Pour flacon de	250 ml	500 ml
Référence adaptateur pour centrifugation	**430236**	**431124**
Unités/carton	Sachet de 6 adaptateurs	Sachet de 6 adaptateurs
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Tubes à centrifuger gros volume Corning®






Volume (ml)	250				500			
Ø (mm)	60	60	62	62	68	68	69	69
Hauteur (mm)	130	128	131	129	168	167	170	169
Matière	Polypropylène	Polypropylène	Polycarbonate ; bouchon en polypropylène	Polycarbonate ; bouchon en polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polycarbonate ; bouchon en polypropylène	Polycarbonate ; bouchon en polypropylène
Stérile	Oui							
Type de bouchon	Avec joint	Standard	Avec joint	Standard	Avec joint	Standard	Avec joint	Standard
Fond	Plat							
Autoclavable	Oui							
Vitesse max de centrifugation (g)	13500	8250	13500	8250	13500	8250	13500	8250
Graduation	Oui							
Zone de marquage	Non							
Unités/carton	9 sachets de 4 bouteilles	9 sachets de 4 bouteilles	9 sachets de 4 bouteilles	9 sachets de 4 bouteilles	6 sachets de 4 bouteilles	6 sachets de 4 bouteilles	6 sachets de 4 bouteilles	6 sachets de 4 bouteilles
Réf.bouchon orange	**00431840**	**00431841**	**00431842**	**00431843**	**00431844**	**00431845**	**00431846**	**00431847**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**