Tube à centrifuger gros volume Nunc™

Thermo SCIENTIFIC | nunc

Volume (ml)	250
Ø (mm)	59,7
Hauteur (mm)	144,2
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Oui
Fond	Conique
Autoclavable	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	10000
Graduation	Non
Zone de marquage	Non
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; conforme USP classe VI
Unités/carton	10 sachets de 40 tubes
Référence bouchon bleu	**056886**
CHF/carton	**NC -**





Retrouver le reste de notre gamme de tubes à centrifuger dans notre chapitre "Tubes et portoirs"



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com