Autres tubes de culture à bouchon Snap double position (suite)







Volume (ml)	7			8		14		16	
Ø (mm)	17			13		17		17	
Hauteur (mm)	95,4			100		100		100	
Matière	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polypropylène ; Bouchon en LDPE	Polystyrène	Polypropylène	Polypropylène Bouchon en polyéthylène	Polystyrène Bouchon en polyéthylène	Polystyrène	Polypropylène
Stérile	Oui ; oxyde d'éthylène	Oui ; irradiation	Oui ; oxyde d'éthylène	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fond	Rond								
Type de bouchon	Snap ; Double position								
Autoclavable	Non								
Vitesse max. de centrifugation (g)	1400	1400	3000	8200	10000	2000	4000	8200	10000
Graduation	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Zone de marquage	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Températures d'utilisation	-	-	-	-	-	0 °C à 70 °C	-190 °C à +120 °C	-	-
Spécificités	Exempt RNases, DNases, ADN humain et pyrogènes; Non cytotoxique			-	-	Exempt RNases, Dnases		-	-
Référence	**330127**	**330128**	**330129**	**064300**	**064301**	**-**	**-**	**064306**	**064308**
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes								
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**
Référence	-	-	-	-	-	**062994**	**062996**	**064307**	**064309**
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement								
CHF/carton	-	-	-	-	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence	-	-	-	-	-	**062993**	**062995**	-	-
Unités/carton	40 sachets de 25 tubes								
CHF/carton	-	-	-	-	-	**NC -**	**NC -**	-	-

Autres tubes de culture sans bouchon

Volume (ml)	4	5		16		21
Ø (mm)	10	12	12	17	17	16
Hauteur (mm)	75	75	75	100	100	150
Matière	Polystyrène	Polystyrène	Polypropylène	Polystyrène	Polystyrène	Polystyrène
Stérile	Oui					
Fond	Rond					
Autoclavable	Non					
Vitesse max de centrifugation (g)	8200	8200	10000	8200	8200	8200
Graduation	Non					
Zone de marquage	Non					
Référence	**064295**	**064296**	**064196**	**064304**	**064305**	**064308**
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes					
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



