
TUBES DE CULTURE À BOUCHON VISSANT

Tube de culture bouchon à vis TPP®



Volume (ml)	5
Ø (mm)	16
Hauteur (mm)	120
Matière	Polystyrène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Rond
Fond	Rond
Type de bouchon	A vis; double position
Autoclavable	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	1200
Graduation	Oui
Zone de marquage	Oui
Températures d'utilisation	0 °C à 75 °C
Spécificités	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines (<0,06EU/ml); exempt TSE/BSE; Traitée culture; Surface de croissance 20 cm²
Unités/carton	40 sachets de 20 tubes
Référence	**091106**
CHF/carton	**NC -**

Tubes de culture à bouchon vissant Falcon®



Volume (ml)	8	16	19
Ø ext. (mm)	13,08	15,39	15,39
Ø int. (mm)	11,17	13,87	13,87
Hauteur sans bouchon (mm)	100	123,16	152,53
Hauteur avec bouchon (mm)	104,67	125,27	154,63
Matière	Polystyrène ; bouchon en HDPE		
Stérile	Oui		
Bouchon	Oui		
Fond	Rond		
Autoclavable	Non		
Vitesse max de centrifugation (g)	1400		
Graduation	Non		
Zone de marquage	Non		
Coloris	Transparent		
Températures d'utilisation	+4 °C à +60 °C		
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines <0,1EU/ml; Surface hydrophobe et biologiquement inerte		
Référence	**-**	**352037**	**352045**
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement		
CHF/carton	**-**	**NC -**	**NC -**
Référence	**352027**	**352025**	**-**
Unités/carton	8 sachets de 125 tubes		
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**-**

Tubes de culture à bouchon à vis double position





Volume (ml)	5		14	
Ø ext. (mm)	12		17	
Hauteur (mm)	75		100	
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène			
Stérile	Oui	Non	Oui	Non
Fond	Rond			
Bouchon	Oui			
Type de bouchon	A vis double position			
Type de col	Pas de vis externe			
Autoclavable	Non			
Vitesse max de centrifugation (g)	4000			
Jupe	Non			
Graduation	Oui	Non	Oui	Non
Zone de marquage	Oui			
Coloris	Translucide			
Températures d'utilisation	-190 °C à +120 °C			
Référence	**062997**	**-**	**162604**	**-**
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes			
CHF/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**
Référence	**062998**	**162601**	**162605**	**162609**
Unités/carton	1000 tubes et 1000 bouchons emballés séparément			
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence	**062999**	**-**	**162606**	**-**
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement			
CHF/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**

Tubes de culture à bouchon vissant Corning®



Volume (ml)	15	
Ø (mm)	16	
Hauteur (mm)	125	
Matière	Polystyrène	
Stérile	Oui	
Fond	Rond	
Autoclavable	Non	
Vitesse max de centrifugation (g)	1400	
Graduation	Non	
Zone de marquage	Non	
Spécificités	Exempt d'endotoxines	Exempt d'endotoxines; Traitement culture
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes	10 portoirs de 25 tubes
Référence	**430157**	**430172**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**