Tubes de culture à bouchon vissant Greiner Bio-One





Volume (ml)	12	
Ø ext. (mm)	17	16,8
Ø int. (mm)	15,3	
Hauteur (mm)	100	
Matière	Polystyrène ; bouchon en HDPE	
Stérile	Oui	
Fond	Rond	Conique
Autoclavable	Non	
Vitesse max de centrifugation (g)	5000	5000
A jupe	Non	Oui
Graduation	Non	
Zone de marquage	Non	
Températures d'utilisation	- 20 °C à +60 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, Rnases, d'ADN humain et d'endotoxines;Traitement culture	
Unités/carton	200 sachets de 5 tubes	
Référence	**163160**	**164160**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

Tube de culture bouchon à vis Nunc™



Volume (ml)	7
Ø (mm)	14
Hauteur (mm)	100
Matière	Polystyrène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Oui
Fond	Rond
Autoclavable	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	-
Graduation	Non
Zone de marquage	Non
Températures d'utilisation	-
Spécificités	Traitement Nunclon Delta®
Unités/carton	6 sachets de 100 tubes
Référence	**055052**
CHF/carton	**NC -**

Tubes de culture à bouchon vissant TPP®



Volume (ml)	13	14	15
Ø (mm)	17,1		
Hauteur (mm)	100	105	120
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène		
Stérile	Oui		
Fond	Plat	Rond	Rond
Bouchon	Oui		
Autoclavable	Non		
Vitesse max de centrifugation (g)	15500		
Jupe	Non		
Graduation	Oui (incrément de 0,5ml)		
Zone de marquage	Oui sur tube + étiquette sur bouchon		
Coloris	Translucide		
Températures d'utilisation	-190 °C à +120 °C		
Spécificités	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines (<0,06EU/ml); exempt TSE/BSE		
Unités/carton	20 sachets de 40 tubes		
Référence bouchon jaune	**191019**	**191016**	**991017**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Autres tubes de culture à bouchon vissant



Volume (ml)	8	19	21
Ø (mm)	13	16	16
Hauteur (mm)	100	125	150
Matière	Polystyrène	Polystyrène	Polypropylène
Stérile	Oui		
Fond	Rond		
Type de bouchon	A vis		
Autoclavable	Non		
Graduation	Non		
Zone de marquage	Non		
Référence	**064302**	**064310**	**064313**
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes		
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence	**064303**	**064311**	**-**
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement		
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**-**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com