

TUBES DE CULTURE SPÉCIFIQUES/ GRATTOIRS DE CELLULES

Tube de culture spécifique Nunc™



Volume (ml)	3
Ø (mm)	16
Hauteur (mm)	110
Matière	Polystyrène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Oui
Fond	Rond
Autoclavable	Non
Graduation	Non
Zone de marquage	Non
Spécificités	Surface plane de 5,5cm²; Traitement culture Nunclon Delta®
Unités/carton	6 sachets de 75 tubes
Référence	**055054**
CHF/carton	**NC -**


Tube de culture spécifique TPP®



Volume (ml)	18
Ø (mm)	30
Hauteur (mm)	105
Matière	Polystyrène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Oui
Fond	Conique
Type de bouchon	A vis avec membrane PTFE 0,22 µm
Autoclavable	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	1200
Graduation	Oui
Zone de marquage	Oui
Températures d'utilisation	0 °C à 75 °C
Spécificités	Surface plane de 10 cm²; Traitement culture; Exempt de DNases et RNases, d'endo-toxines (<0,06EU/ml); exempt TSE/BSE
Référence	**191243**
Unités/carton	40 sachets de 4 tubes
CHF/carton	**NC -**
Référence	**191243T**
Unités/carton	50 tubes emballés individuellement
CHF/carton	**NC -**

Grattoirs


Grattoirs de cellules Falcon®



- **Poignée en polypropylène et lame en TPE**
- **Lame orientable et design permettant une dispersion de la force sur toute la lame**
- **Livrés sous blister individuel**

Référence	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
353085	18	18	1	100	**NC -**
353086	25	18	1	100	**NC -**
353089	25	30	1	100	**NC -**
353087	40	30	1	100	**NC -**

Grattoirs de cellules Corning®



- **Conception de la lame minimisant les dommages cellulaires tout en assurant un contact uniforme avec la surface de croissance**
- **Emballage individuel stérile**

Réf.	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Type	Unités/ carton	CHF/ carton
003008	18	19	Une pièce	100	**NC -**
003010	25	18	Lame orientable	100	**NC -**
003011	39	30	Lame orientable	100	**NC -**

Grattoirs de cellules Greiner Bio-One



- **Poignée en polystyrène et lame en polyéthylène haute densité, angle de pivot 60°**
- **Emballage individuel stérile, pelable ou déchirable**
- **Exempts de métaux lourds**

Référence	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
541070	28	18	1	100	**NC -**
541080	40	18	1	100	**NC -**