Tamis inox Bellco

- **Livrés avec un support, un piston en verre, une clé et 9 grilles (1 de chaque porosité de 10 à 150 Meshes)**





Référence	Désignation	CHF
198585	Cellector complet 85 ml	NC -
198600	Cellector complet 130 ml	NC -
198518	Support grille et clé 85 ml	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
198599	Piston verre 16 mm	NC -
198601	Clé Cellector seule	NC -

Grilles (seules)

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
198586	Grille acier maille 10 Meshes - 1910 µm	5	NC -
198587	Grille acier maille 20 Meshes - 860 µm	5	NC -
198588	Grille acier maille 30 Meshes - 520 µm	5	NC -
198589	Grille acier maille 40 Meshes - 380 µm	5	NC -
198590	Grille acier maille 50 Meshes - 280 µm	5	NC -
198591	Grille acier maille 60 Meshes - 230 µm	5	NC -
198592	Grille acier maille 80 Meshes - 190 µm	5	NC -
198593	Grille acier maille 100 Meshes - 140 µm	5	NC -
198594	Grille acier maille 150 Meshes - 94 µm	5	NC -
198595	Grille acier maille 200 Meshes - 74 µm	5	NC -
198500	Grille acier maille 300 Meshes - 46 µm	5	NC -
198596	Grille acier maille 400 Meshes - 38 µm	5	NC -
198597	Grille acier maille 500 Meshes - 25 µm	5	NC -

Potter à piston conique

DWK LIFE SCIENCES

- **Espace cylindre-piston : 0,1 à 0,15 mm**
- **Constitué d'un cylindre en verre borosilicaté et d'un piston de forme conique**
- **Pour des broyages plus fins et plus rapides**

- Le piston en verre rugueux est idéal pour les tissus durs ;
- Le piston en PTFE convient parfaitement aux tissus mous.





Volume (ml)	1	3	5	15
Cylindre : ø ext. x hauteur (mm)	11 x 49	11 x 86	13 x 93	18 x 114
Hauteur total piston	130	220	220	240
Potter à piston conique verre				
Ensemble cylindre + piston	**048632**	**048633**	**048634**	**048635**
CHF l'unité	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston verre seul	**048664**	**048665**	**048666**	**048667**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre verre seul	**048773**	**048661**	**048662**	**048663**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Potter à piston PTFE				
Ensemble cylindre + piston	**048636**	**048637**	**048638**	**048639**
CHF l'unité	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston PTFE seul	**048644**	**048645**	**048646**	**048647**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre verre seul	**048640**	**048641**	**048642**	**048643**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Broyeurs et piston Pellet en plastique : voir pages 91-93



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com