
Polybroyeur à action double Duall



Type	P20	P21	P22	P23	P24	P25
Volume (ml)	1	3	5	15	30	50
ø x h cylindre (mm)	10 x 75	13 x 130	15 x 150	20 x 175	27 x 220	32 x 225
A) Piston verre - cylindre verre						
Ensemble cylindre + piston	**045000**	**045069**	**045070**	**045071**	**045072**	**045073**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston seul	**045074**	**045075**	**045076**	**045077**	**045078**	**045079**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre seul	**045132**	**045133**	**045134**	**045135**	**045136**	**045159**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
B) Piston verre - cylindre plastifié						
Ensemble cylindre + piston	**045178**	**045179**	**045180**	**045181**	**045182**	**045183**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston seul	**045074**	**045075**	**045076**	**045077**	**045078**	**045079**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre seul	**045184**	**045185**	**045186**	**045187**	**045188**	**045189**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
C) Piston Téflon - cylindre verre						
Ensemble cylindre + piston	**045190**	**045191**	**045192**	**045193**	**045194**	**045195**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre seul	**045196**	**-**	**045198**	**045199**	**045200**	**045201**
CHF	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
D) Piston verre - cylindre verre à capuchon vissant						
Ensemble cylindre + piston	**-**	**045137**	**045138**	**045139**	**-**	**-**
CHF	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**
E) Piston Téflon - cylindre verre à capuchon vissant						
Ensemble cylindre + piston	**-**	**045140**	**-**	**045142**	**-**	**-**
CHF	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**-**

- **Broyeur constitué d'un cylindre à fond conique avec réservoir et d'un piston à embout conique**
- **Idéal pour le broyage et l'homogénéisation des cellules coriaces**
- **Espace cylindre piston : 0,1 à 0,15 mm**
- **Double action :**
  - un premier broyage par la partie cylindrique du piston ;
  - une homogénéisation très fine dans le fond conique.

5 modèles :
- le tout-verre : piston et cylindre en verre (A) ;
- le tout-verre avec un film plastifié (B) ;
- cylindre verre et piston PTFE sur tige acier (C) ;
- cylindre verre à capuchon vissant et joint PTFE, avec piston PTFE sur tige acier (D) ;
- cylindre verre à capuchon vissant et joint PTFE, avec piston PTFE strié sur tige acier : très forte capacité de broyage (E).

Broyeur micro 200 µl



Tout en verre, il est idéal pour disperser de petites quantités de tissus dans une solution tampon.
Le piston comporte une bague-guide en PTFE.

- **Volume : 200 µl**
- **L x ø piston : 75 x 3 mm**
- **L x ø tube : 33 x 8 mm**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
095206	Broyeur micro	6	**NC -**

Broyeur pour tubes 15 ml



Piston Pellet à tige en acier inox et embout en PTFE spécialement conçu pour le broyage directement à l'intérieur des tubes coniques à centrifuger 15 ml. Longueur : 21 mm.

Référence	Désignation	CHF
045080	Piston Pellet pour tube 15 ml (ø 17 mm)	**NC -**