Potter Elvehjem à piston PTFE

DWK LIFE SCIENCES

Potter à cylindre en verre borosilicaté et à piston à tête en PTFE et à manche acier inox.

- **Autoclavable**
- **Espace cylindre-piston : 0,1 à 0,15 mm**
- **Ø tige : 6,5 mm**

Plusieurs versions :
- piston à tête lisse ;
- piston à tête striée radiale (pour tissus durs) ;
- cylindre en verre borosilicaté ;
- cylindre en verre borosilicaté recouvert d'un plastique de protection de l'utilisateur en cas de casse (Safe-Grind).

Volume (ml)	2	5	10	15	30	55
Cylindre : ø ext. x hauteur (mm)	11 x 45	13 x 66	16 x 74	19 x 84	24 x 118	30 x 130
Hauteur total piston	203	219	219	219	266	266
Potter à piston lisse et cylindre en verre borosilicaté						
Ensemble cylindre + piston	**048779**	**048780**	**048781**	**048782**	**048783**	**048784**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston lisse seul	**048607**	**048608**	**048609**	**048610**	**048611**	**048612**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre verre borosilicaté seul	**048620**	**048621**	**048622**	**048623**	**048624**	**048625**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Potter à piston lisse et cylindre en verre borosilicaté recouvert de plastique Safe-Grind						
Ensemble cylindre + piston	**048595**	**048596**	**048597**	**048598**	**048599**	**048600**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston lisse seul	**048607**	**048608**	**048609**	**048610**	**048611**	**048612**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre verre avec plastique seul	**048601**	**048774**	**048775**	**048604**	**048605**	**048606**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Potter à piston strié et cylindre en verre borosilicaté						
Ensemble cylindre + piston	**048614**	**048615**	**048616**	**048617**	**048618**	**048619**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston lisse seul	**048626**	**048627**	**048628**	**048629**	**048630**	**048631**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre verre borosilicaté seul	**048620**	**048621**	**048622**	**048623**	**048624**	**048625**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Broyeur Potter-Elvehjem PTFE

- **Verre borosilicaté**
- **Espace piston - cylindre : 0,1 à 0,15 mm**
- **Piston en PTFE sur tige acier inox**
- **Choix d'un piston lisse pour tissus mous (tels que cerveau, foie) ou d'un piston strié pour tissus durs ou broyage plus fin**



Volume (ml)	2	5	10	15	30	50
ø x h chambre (mm)	11 x 45	13 x 66	16 x 74	19 x 84	24 x 118	30 x 130
Longueur piston (mm)	203	219	219	219	266	266
Référence cylindre seul	**057006**	**057007**	**057008**	**057009**	**057010**	**057011**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence piston lisse	**057012**	**057013**	**057014**	**057015**	**057016**	**057017**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence piston strié	**057018**	**057019**	**057020**	**057021**	**057022**	**057023**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Potter-Elvehjem de Kontes

Numéro	18	19	20	22	23	24
Volume (ml)	0,5	1	3	8	17	45
Hauteur totale (mm)	80	95	115	150	175	220
ø (mm)	12	12	12	19	25	32
Référence potter complet	**045146**	**045147**	**045148**	**045149**	**045150**	**045151**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence cylindre de rechange	**045152**	**045153**	**045154**	**045155**	**045156**	**045157**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Broyeur de très haute précision

- **Broyeur complet constitué d'un cylindre en verre borosilicaté et d'un piston en métal à embout rond en PTFE**
- **L'espace entre le cylindre et le piston est compris entre 0,1 et 0,15 mm**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com