
Micro-Potter Elvehjem 0,1 ml



- Bec verseur
- En verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles
- Clearance à 0,1 à 0,15 mm
- Standards AS™ Type I Classe A et USP type I

Référence	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Longueur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
048613	0,1	4 x 65	110	2	NC -

Potter en verre jetable 0,75 ml



Référence	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
048648	0,75	8 x 44	25	NC -

Broyeur Potter Elvehjem 100 ml




- Constitué d'un cylindre en verre borosilicaté et d'un piston à bout PTFE sur tige inox
- Cannelures radiales facilitant le transfert des particules
- Volume : 100 ml
- ø x hauteur (mm) : 57 x 232
- ø x hauteur piston (mm) : 6 x 349
- Espace piston - cylindre : 0,1 à 0,15 mm

Référence	Désignation	CHF
045129	Potter complet	NC -
045131	Piston de rechange	NC -



Homogénéiseur de Dounce



Kit de broyage entièrement en verre borosilicaté de haute précision.

Le kit comprend :

- un cylindre avec réservoir ;
- deux pistons de diamètre différent, permettant d'effectuer un broyage fin ou ultra-fin.

Volume (ml)	2	7	15	40	100
Kit complet (cylindre + 2 pistons)					
Référence	**045012**	**045013**	**045014**	**045015**	**045016**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston à espace large - Type A					
Espace piston-cylindre (µm)	76 à 127	71 à 119	89 à 165	76 à 152	51 à 254
Référence	**045017**	**045018**	**045019**	**045020**	**045021**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston à espace étroit - Type B					
Espace piston-cylindre (µm)	12 à 63	20 à 55	25 à 76	25 à 75	12 à 140
Référence	**045022**	**045023**	**045024**	**045025**	**045026**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre seul					
Référence	**045027**	**045028**	**045029**	**045030**	**045031**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Potter de Tenbroeck



- Cylindre et piston creux en verre borosilicaté
- Convient aux travaux à froid, peut se remplir de glace
- Broyage manuel ou activable par moteur
- Espace cylindre - piston : 0,1 à 0,15 mm

Volume (ml)	2	7	15	40
Hauteur totale (mm)	160	195	250	315
Hauteur de travail (mm)	100	125	157	215
ø chambre (mm)	11	16	20	30
Référence	**057003**	**057004**	**057005**	**057046**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**