Piston Pellet réutilisable pour microtubes 0,5 ml et 1,5 ml



Les pistons Pellet à tige en acier inox et tête conique en PTFE conviennent à tous les microtubes de 0,5 ou 1,5 ml.

Référence	Désignation	CHF
045009	Piston Pellet 0,5 ml	NC -
045010	Piston Pellet 1,5 ml	NC -

Piston Pellet double

- Pour microtubes de 1,5 ml ou de 0,5 ml
- Longueur totale 152 mm
- Piston en PTFE monté sur une tige en acier inox





Voir aussi broyeurs et homogénéiseurs pages 92 et 93

Référence	Désignation	CHF
085997	Piston double bout rond	NC -

Piston Pellet Biomasher

- Piston Pellet manuel en polypropylène avec piston guide et microtube 1,5 ml parfaitement adaptés l'un à l'autre
- Version stérile, chaque piston étant emballé individuellement avec son microtube 1,5 ml sous blister

Référence	Désignation	CHF les 50
431126	Piston + microtube Biomasher stérile case	NC -



Piston Pellet de couleur pour microtubes

Pistons en polypropylène pour la remise en suspension de précipités protéiques et nucléiques, l'homogénéisation des cellules.

- Usage unique, exempts de RNase et DNase
- Coloris panachés : rouge, bleu, vert, violet, orange
- Pour microtubes 0,5 ml ou 1,5 ml

Microtubes de couleur fluorescente

Volume	1,5 ml
Référence	045424
Unités/carton	500
CHF/carton	NC -



	Pistons seuls		Pistons + microtubes	
Volumes microtubes	Référence	CHF les 10	Référence	CHF les 10
0,5 ml	045419	NC -	045421	NC -
1,5 ml	045420	NC -	045422	NC -

Piston Pellet et microtubes

- En polypropylène
- Coloris blanc ou bleu
- Pour microtubes 0,5 ml ou 1,5 ml
- Emballage individuel pour le coloris bleu

DNase RNase — Pyro-gènes



	Coloris blanc		Coloris bleu	
Volume	0,5 ml	1,5 ml	0,5 ml	1,5 ml
Pistons seuls	045651	045650	045008	045007
CHF les 100	NC -	NC -	NC -	NC -
Pistons + microtubes	141230	045001	045002	045003
CHF les 100	NC -	NC -	NC -	NC -
Microtubes seuls	-	141228	065347	065344
CHF les 100	-	NC -	NC -	NC -

Piston Pellet Treff 0,5 ml et 1,5 ml universel

Le piston pour le microtube le plus populaire

- Tige cannelée non glissante
- Polypropylène autoclavable
- Parfaitement adapté aux microtubes Treff 1,5 ml et 0,5 ml
- Convient à toutes marques de microtubes
- Longueur : 75 mm

Treff Plastics Technology



Référence	Désignation	Unité d'emb.	CHF
034057B	Piston Pellet Treff pour microtubes 1,5 ml	50	NC -
034013	Microtubes Treff 1,5 ml	1000	NC -
034058B	Piston Pellet Treff pour microtubes 0,5 ml	50	NC -
034001	Microtubes Treff 0,5 ml	500	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com