- Partenariat exclusif avec PAN BIOTECH, producteur spécialisé dans le domaine du serum, des milieux et additifs depuis 1994
- Serum de qualité
- Grande rigueur apportée aux étapes de collecte, de préparation et de stockage
- Collecte aseptique de serum
- Centrifugation du sang coagulé, puis congélation
- Prélèvements effectués pour contrôler la conformité des lots
- Filtrations successives jusqu'à 1 porosité de 0,2 µm
- Conditionnement en flacon PETG
- Etapes réalisées sous hotte à flux laminaire, en salle blanche classe 100
- Test de contrôle réalisé sur tous les sera
- Certificat de qualité fourni sur simple demande ou consultation du site www.pan-biotech.de
- Gamme certifiée ISO 9001

Gamme PAN BIOTECH - Serum

Serum de veau foetal

Désignation	Référence	Volume (ml)	CHF
Serum de veau fœtal, origine Sud américaine	500101	100	101,30 -
	500105	500	332,55 -
Serum de veau fœtal PREMIUM, origine Sud américaine,	P30-3301	100	143,45 -
	P30-3302	500	374,30 -
Serum de veau fœtal, origine Australie	P30-1301	100	731,45 -
	P30-1302	500	1795,95 -
Serum de veau fœtal, origine US	P30-1401	100	409,85 -
	P30-1402	500	1297,85 -

FBS GOOD serum filtré (pool de serum bovin et foetal)

Désignation	Référence	Volume (ml)	CHF
FBS GOOD, DEFINED certifié UE	P40-37100	100	62,05 -
	P40-37500	500	176,20 -
FBS GOOD, origine Australie	P40-39500	500	641,85 -
FBS GOOD FORTE enrichi de facteurs de croissance certifié UE	P40-47100	100	37,35 -

Serum haute qualité

Désignation	Référence	Volume (ml)	CHF
FBS MSC origine Amérique du Sud, testé cellules souches mésenchymateuses NOUVEAU	P30-2611	100	216,45 -
	P30-2612	500	966,10 -
Serum de veau fœtal spécial pour cellules souches embryonaires ES	500101ES	100	114,20 -
	500105ES	500	419,80 -
Serum bovin adulte origines variables	P30-0601	100	44 -
	P30-0602	500	96,45 -
SERAPRO : serum de veau fœtal low endotoxin, certifié UE	P30-5100	100	88,20 -
	P30-5500	500	344,40 -
Serum de veau fœtal Biotech, origine Australie, testé selon EMEA 1793 et Ph. Eur. 2262	P40-1301	100	603,35 -
	P40-1302A	500	1198 -
Serum de veau fœtal Biotech, origine US, testé selon EMEA 1793 et Ph. Eur. 2262	P40-1401	100	526,55 -
	P40-1402	500	1561,15 -

Suprême grade

NOUVEAU

- Issu d'une sélection des meilleurs lots, très stable en qualité, reproductible, avec un taux endotoxines bas

Désignation	Référence	Volume (ml)	CHF
Serum de veau foetal Suprême origine Amérique du Sud	P30-3030	100	95,55 -
	P30-3031	500	260 -

Serum animal

Réf.	Désignation	Vol. (ml)	CHF
500131	Serum de cheval donneur	100	83,55 -
500135	Serum de cheval donneur P30-0702	500	165,40 -
P30-0711	Serum de cheval	100	25,80 -
500161	Serum d'âne P30-0101	100	217,15 -
500121	Serum de veau nouveau-né, testé virus et mycoplasme	100	56,20 -
500125	Serum de veau nouveau-né, testé virus et mycoplasme	500	130,95 -

WEB

Saisissez la référence sur milian.com pour afficher un modèle de certificat fourni avec les lots de serum

ASTUCE

- Sélection de lots, réservés sur une période de 4-6 semaines
- Envoi gratuit de flacon test de 50 ml
- Réservation sur une période définie



Stockage à - 20 °C

SUR DEMANDE

- Plasma animal
- Autres spécificités
- Autres types
- Autres origines
- Autres volumes

Serum avec traitement

Désignation	Référence	Volume (ml)	CHF
Serum de veau fœtal, chaleur inactivée, amérique du sud	P30-193305	100	140,30 -
	P30-193306	500	276,90 -
Serum de bovin fœtal, premium, inactivé	P30-1901	100	128,35 -
	P30-1902	500	380,90 -
Serum de veau fœtal, UE approuvé, dialysé	P30-2101	100	100,75 -
	P30-2102	500	471,55 -
Serum de veau fœtal, UE approuvé, filtre sur charbon actif	P30-2301	100	193,55 -
	P30-2302	500	533,35 -
Serum de veau fœtal, UE approuvé, sans tetracycline	P30-3601	100	149,60 -
	P30-3602	500	436,90 -
ULTRA low IgG Serum bovin fœtal UE approuvé	P30-2801	100	331,25 -
	P30-2802	500	967,70 -
Serum de veau fœtal, EU approuvé, délipidée	P30-3401	100	355,80 -
	P30-3402	500	1102,90 -
Serum de veau fœtal, premium gamma irradié irradié amérique du sud	P30-2001	100	183,30 -
	P30-2002	500	355,80 -

Serum humain

Désignation	Référence	Volume (ml)	CHF
Serum humain	P30-2401	100	300,30 -
	P30-2402	500	1554 -
Serum humain AB	P30-2501	100	409,85 -
Serum humain AB (mâle)	P30-2901	100	378,55 -
Serum humain off-the-clot	P30-2701	100	603,20 -
Serum humain off-the-clot AB (mâle)	P40-2701	100	555 -
Serum humain clot AB (mâle)	P40-3002	500	1535,30 -
Plasma humain avec citrate	P40-26500	500	698,60 -

HUMAN PLATELET LYSATE (hPL)

NOUVEAU

- Le lysat plaquettaire humain est une alternative xeno-free au SVF
- Il s'obtient à partir de la fraction liquide du sang non coagulé, ou plasma sanguin, qui est riche en plaquettes, et qui contient des lipides, des facteurs de coagulation mais aussi et surtout des hormones et des protéines, notamment de l'albumine
- Le HPL est capable de promouvoir la croissance des MSC, MSCs, cellules et lignées primaires humaines adhérentes et non-adhérentes

Réf.	Désignation	Volume (ml)	CHF
P40-28020	HPL Lysat Plaquettaire Humain	20	149 -
P40-28050	HPL Lysat Plaquettaire Humain	50	NC -
P40-28100	HPL Lysat Plaquettaire Humain, prêt à l'emploi	100	591,50 -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com