Détection de mycoplasmes

Méthode DAPI

NOUVEAU

PanReac AppliChem ITW Reagents

- Se fixe sur ADN
- Excitation 365 nm
- Fluorescence bleue brillante 450 - 490 nm
- Microscopie fluorescente, cytométrie en flux

Pour biochimie

Référence	Volume (mg)	CHF
672754	10	NC -

Kit de contrôle des mycoplasmes par qPCR

Composants du kit	Amorce PCR, dNTP, solution tampon, eau grade PCR, contrôle positif du template, contrôle inter ADN
Taq ADN polymérase	Inclus
Présentation	Composant séparés en poudre
Stockage et envoi	2 - 8 °C
Référence	**348729**
Unités/carton	25 tests*
CHF/carton	**NC -**

* Existe en 50 et 100 tests.

MYCOKIT BOX

- Détection des mycoplasmes par PCR et électrophorèse
- Prêt à l'emploi
- Détection sensible et spécifique
- Conservation du produit 36 mois

Référence	Volume	CHF
K1000	20 tests	NC -

Mycoplasmes - prévention

Biogard S

- Désinfectant de surface
- Compatible avec tous types de surface
- Sans alcool, phénol, formaldéhyde
- Non-toxique et biodégradable

Réf.	Désignation	Vol.	CHF
500176	Biogard S Désinfectant de surface en spray	1 l	NC -



Biogard A désinfectant bac à eau incubateur CO_2

- Non toxique, non volatile
- Compatible avec inox

Réf.	Désignation	Vol.	CHF
500177	Biogard A désinfectant de bains-marie et d'incubateurs CO_2	100 ml	NC -



Mycoplasmes - prévention

Désinfectant pour incubateur

PanReac AppliChem ITW Reagents

- Biodégradable et non toxique
- Non corrosif pour l'aluminium, fine couche de fer, chrome, nickel, acier inoxydable, cuivre
- Ne contient pas de mercure, formaldéhydes, phénol ou alcool

Référence	Désignation	Volume	CHF
670931	Incubator Clean™	Spray 500 ml	NC -

Désinfectant pour bac à eau d'incubateur CO_2

NOUVEAU

- Non toxique, non volatile
- Non corrosif pour l'acier inoxydable
- Solution concentrée 100X

Référence	Désignation	Volume	CHF
670934	Incuwater-Clean ™	100 ml	NC -

Mycoplasmes - Traitement

Mycorase solution

PAN BIOTECH

- N'affecte pas la prolifération cellulaire
- Facile d'utilisation
- Solution d'antibiotiques 50 x

Référence	Volume	CHF
P06-02100	100 ml	NC -

Nanomycopulitine concentré 20 x

Référence	Désignation	Volume	CHF
L-X16-010	Nanomycopulitine Concentration 20 X	10 ml	NC -
L-X16-100	Nanomycopulitine Concentration 20 X	100 ml	NC -

- Pour le traitement de toutes les lignées cellulaires, y compris les cellules souches (ES Cells)
- Les 2 types d'agents antibiotiques sont utilisés, en combinaison ou l'un après l'autre
- Stockage -20 °C
- Livré avec 2 flacons stériles de solution concentrée 100X :
  - Myco-1 (A5222) : à base d'antibiotique Tiamuline extraite de Pleurotus Mutilus
  - Myco-2 (A5233) : à base de Minocycline

Myco set

Référence	Désignation	Unités/carton	CHF/carton
670936	Myco set antibiotique 1 et 2	2 x 10 ml	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com