EAU POUR CULTURE CELLULAIRE

Gamme DD - Eau

Eau pour culture cellulaire apyrogène, stérile filtrée.

Référence	Volume (ml)	CHF
Lo970-100	100	NC -
Lo970-500	500	NC -
Lo970-1000	1000	NC -

Gamme PAN BIOTECH - Eau

Eau stérile destinée à la culture cellulaire.

Référence	Volume	CHF
P04-991500	500 ml	NC -
P04-991000	1 l	NC -
P04-992000	20 l	NC -

Gamme Corning - Eau



Eau qualité WFI (water for injection) spécifications USP. cGMP et teste mycoplasme.

Référence	Réf. Corning	Volume	Unités/ carton	CHF/ carton
702615	25-055-CI	100 ml	6	NC -
702617	25-055-CV	500 ml	6	NC -
702618*	25-055-CVC	500 ml	6	NC -
702616	25-055-CM	1 l	6	NC -
702619	25-055-LB	20 l	1	NC -

*** Avec bouchon septum.**

Gamme HYCLONE - Eau



Eau pour culture cellulaire - Endotoxin free (‹ 0,005 EU/ml)

➤ Déionisée ➤ Stérile (filtrée à 0,1 µm) ➤ cGMP

Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
SH30529.01	100	1	NC -
SH30529.02	500	1	NC -
SH30529.FS	500	6	NC -
SH30529.03	1000	1	NC -

Eau pour culture cellulaire - qualité WFI*

➤ Spécifications USP, et pharmacopée EU
pas d'utilisation diagnostic ou thérapeutique

Référence	Volume	Unités/ carton	CHF/ carton
SH30221.LS	1 l	6	NC -
SH30221.10	1 l	1	NC -
CH30154.11	20 l	1	NC -
SH30221.17	500 ml	1	NC -
SH30221.18	100 ml	1	NC -

*** Pour la recherche uniquement.**

Eau pure

- ➤ Apyrogène
- ➤ Eau purifiée, osmosée, déminéralisée
- ➤ Résistivité › 0,5 MΩ.cm
- ➤ Conforme à la Pharmacopée Européenne en vigueur - Monographie Eau purifiée conditionnée en récipient
- ➤ Conforme à la Pharmacopée Américaine en vigueur - Monographie «Purified water»
- ➤ Conforme à la Norme NF ISO3696 type 3
- ➤ Qualité bactériologique ‹ 10UFC/100 ml
- ➤ Bulletin d'analyse sur demande
- ➤ Applications : rinçage du médico- chirurgical lors des protocoles de désinfection ne nécessitant pas d'eau stérile, rinçage final des instruments de laboratoire, nettoyage en salle blanche, préparation des solutions pour automate, réalisation de solutions tampon



Réf.	Désignation	CHF
069811B	Eau purifiée 10 l non stérile	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	Unité d'emballage	CHF
069822	Bouchon à robinet pour bidon 10 litres	1	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com