Gamme HYCLONE - CELL BOOST

- **Chimiquement défini, sans composés d'origine animal, sans protéines**
- **Contient des nutriments : acides aminés, vitamines, lipides, cholesterol,glucose, facteurs de croissances**
- **Chaque cell boost est un mélange différents des composants ci-dessus**
- **Améliore le rendement et la croissance cellulaire**

	Amino acids	Vitamins	Glucose	Trace elements	Growth factors	Hypoxanthine/ thymidine	ADCF* lipids	ADCF* cholesterol	Suitable for	Code number
HyClone Cell Boost 1 Supplement (R05.2)	•	•	•						HEK293 CHO	SH30584
HyClone Cell Boost 2 Supplement (R15.4)	•		•						PER.C6 CHO	SH30596
HyClone Cell Boost 3 Supplement (JM3.5)	•	•	•	•		•			Hybridoma Myeloma	SH30825
HyClone Cell Boost 4 Supplement (PS.307)	•	•	•	•	•		•	•	CHO	SH30857
HyClone Cell Boost 5 Supplement (CN-T)	•	•	•	•	•	•	•	•	Hybridoma NS0 HEK293 CHO	SH30865
HyClone Cell Boost 6 Supplement (CN-T)	•	•	•	•	•	•	•	•	T-Cells Hybridoma NS0 HEK293 CHO	SH30866
HyClone LS250 supplement							•	•	NS0	SH30554
HyClone LS1000 supplement								•	NS0	SH30555

* Animal-derived component-free

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
SH30584.02	Cell Boost 1 (glucose, amino-acid, vitamines)	100 g	**NC -**
SH30596.01	Cell Boost 2 (amino-acide et glucose)	100 g	**NC -**
SH30825.01	Cell Boost 3 (glucose,amino-acide, vitamines et trace élément)	100 g	**NC -**
SH30857.01	Cell Boost 4 (amino-acide, glucose,vitamines, trace élément et facteurs de croissance)	100 g	**NC -**
SH30865.01	Cell Boost 5 (lipides,amino-acide, vitamines et facteurs de croissance)	100 g	**NC -**
SH30866.01	Cell Boost 6 avec L-glutamine (lipides,amino-acide, vitamines, et facteurs de croissance)	100 g	**NC -**

Gamme HYCLONE - Milieux sans serum

SFM4CHO

Milieu sans serum et sans protéines.

- **Optimise la croissance et la densité cellulaire des cellulesCHO**
- **Polyvalence et performance constante aussi bien en flask qu'en bioréacteur**

Référence	Vol.	CHF
Avec L-glutamine		
SH30549.02	1 l	**NC -**
Sans L-glutamine		
SH30548.02	1 l	**NC -**

CDM4CHO et HYCELL CHO

- **Milieu défini chimiquement, sans composés d'origine animal (ADCF) et sans rouge de phénol**
- **Pour la production d'anti-corps recombinants**

Référence	Vol.	CHF
CDM4CHO avec L glutamine		
SH30557.02	1 l	**NC -**
CDM4CHO sans L glutamine		
SH30558.02	1 l	**NC -**
HYCELL CHO sans L glutamine avec poloxamer 188 (production)		
SH30934.01	1 l	**NC -**

SFM4MAB

- **Milieu pour la prodUction d'anti-corps et d'anti-corps recombinants (Mab) utilisant différentes lignées de myélomes et hybridomes avec un taux bas en protéines,idéal pour la purification de protéines A et G**

Référence	Vol.	CHF
Avec L-glutamine		
SH30513.02	1 l	**NC -**

SFM4HEK293

- **Optimise la croissance pour les cellules HEK293 et favorise la production d'adénovirus et de protéines recombinantes**
- **Milieu sans protéines,sans composés d'origine animal**
- **Avec poloxamer 188, sans rouge de phénol**

Référence	Désignation	Vol.	CHF
SH30521.02	SFM4HEK293 avec L glutamine	1 l	**NC -**

CDM4HEK293

- **Milieu défini chimiquement,sans composés d'origine animal (ADCF)**

Référence	Désignation	Vol.	CHF
SH30858.02	CDM4HEK293 avec L glutamine	1 l	**NC -**

Milieux pour transfection SFM4 Trans FX et HyCell Trans FX

- **Développé pour la transfection stable, la transfection des constructions lentivirales et adénovirales et la production de virus**
- **cGMP**

Référence	Désignation	Vol.	CHF
SH30860.02	SFM4TransFX 293	1 l	**NC -**

- **Développé pour la transfection transitoire et la production de protéines recombinantes, ADCF**

Référence	Désignation	Vol.	CHF
SH30941.02	HyCell TransFX-C	1 l	**NC -**
SH30939.02	HyCell TransFX-H	1 l	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com