## Tubes Leucosep™ 12 ml et 50 ml


- Séparation simple et performante des PBMCs (lymphocytes et mononucléaires) à partir de sang ou de moelle osseuse
- Concentration directement à partir de sang total
- Séparation rapide en 15 minutes à température ambiante
- Lors de la centrifugation, lymphocytes et mononucléaires sont séparés des éléments non désirés par gradient de densité viennent se concentrer dans une phase au dessus du milieu séparateur
- Lorsque la séparation est achevée, au moment de la récolte, la barrière poreuse minimise la contamination de la fraction enrichie par les globules rouges
- Pré-rempli avec le milieu de séparation Leucosep™ (densité 1,077 g/ml)
- Disponible non rempli pour une utilisation avec tous les autres milieux de séparation du marché




| Réf. | Vol. (ml) | Milieu de séparation Leucosep™ | Stérile | Unités/ carton | CHF/ carton | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163288 | 12 | Oui | Aseptique | 50 | 500 | NC - |
| 163289 | 12 | Non | Non | 50 | 500 | NC - |
| 016765 | 12 | Non | Oui | 50 | 500 | NC - |
| 227288 | 50 | Oui | Aseptique | 25 | 250 | NC - |
| 016761 | 50 | Non | Non | 25 | 300 | NC - |
| 016760 | 50 | Non | Oui | 25 | 300 | NC - |

## Système OncoQuick™ Greiner Bio-One

- Système simple, rapide et efficace d'enrichissement des cellules tumorales circulantes relarguées par des tumeurs solides ou des mélanomes malins.
- Composé d'un tube polypropylène avec une barrière poreuse insérée au dessus d'une solution de séparation développée spécifiquement.
- Jusqu'à 30 ml de sang total anticoagulé est déposé directement dans le tube OncoQuick™, et centrifugé.
- En dehors des érythrocytes et des granulocytes, le milieu de séparation permet l'élimination virtuelle des lymphocytes et des cellules mononuclées.
- Les cellules tumorales circulantes sont concentrées à l'interface.



Enrichissement en cellules tumorales circulantes disséminées à partir de sang total.





- Résultat en 45 minutes
- Réservé à un usage recherche seulement
- Récupération reproductible
- Elimination des cellules du sang jusquà 6 unités log
- Pas d'équipement laboratoire additionnel
- Pas de billes magnétiques
- Pas de blocage des molécules marqueur
- Enrichissement directement à partir du sang total

| Référence | Volume total du tube (ml) | Volume de sang (ml) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 227255 | 50 | 15 - 30 | 4 | NC - |
| 227250 | 50 | 15 - 30 | 10 | NC - |

## Blood Sep Filter

Filtre maintenu par deux anneaux moulés dans le tube. Ceux-ci permettent de garantir une excellente tenue du filtre durant la centrifugation.



| Référence | Volume total du tube Blood Sep Filter | Volume de sang | Unités/ sachet | CHF/ sachet |
|---|---|---|---|---|
| 016780 | 50 ml sans MSL | 15 - 30 ml | 25 | NC - |

## Laine de nylon

- Pour la séparation des leucocytes T des leucocytes B
- Mode d'emploi sur demande



| Référence | Quantité | CHF |
|---|---|---|
| 490002 | 10 g | NC - |
| 490003 | 50 g | NC - |
| 490004 | 100 g | NC - |