Microbilles pour séparation cellulaire PluriBeads

- **Rapide et simple d'utilisation**
- **Enrichissment à partir de sang total, Buffy coat et tissus**
- **Réduit le stress cellulaire vis-à-vis des méthodes classiques**
- **Rétention selon la taille des billes sur tamis cellulaire 30 µm pour Pluribead-S, ou 60 µm pour Pluribead-M : les cellules libres ne sont pas retenues**
- **Possibilité d'enrichissement séquentiel, jusqu'à 5 types cellulaires à partir du même échantillon, en jouant sur la taille des billes**



Marqueur de différenciation		PluriBeads-S		PluriBeads-M	
Type	**Espèce**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
CD2	Anti-humain	149030	NC -	149107	NC -
CD3		149031	NC -	149108	NC -
CD4		149032	NC -	149109	NC -
CD5		149033	NC -	149110	NC -
CD7		149034	NC -	149111	NC -
CD8		149035	NC -	149112	NC -
CD9		149036	NC -	149113	NC -
CD11A		149037	NC -	149114	NC -
CD11B		149038	NC -	149115	NC -
CD14		149039	NC -	149116	NC -
CD15		149040	NC -	149117	NC -
CD16		149041	NC -	149118	NC -
CD19		149042	NC -	149119	NC -
CD21		149043	NC -	149120	NC -
CD31		149044	NC -	149121	NC -
CD43		149045	NC -	149122	NC -
CD44		149046	NC -	149123	NC -
CD45		149047	NC -	149124	NC -
CD55		149048	NC -	149125	NC -
CD95		149049	NC -	149126	NC -
CD117		149050	NC -	149127	NC -
CD138		149051	NC -	149128	NC -
CD235A		149052	NC -	149129	NC -
CD271		149053	NC -	149130	NC -
CD326		149054	NC -	149131	NC -
CD4	Anti-Rat	149055	NC -	149132	NC -
CD8B		149056	NC -	149133	NC -
CD11B		149057	NC -	149134	NC -
CD45		149058	NC -	149135	NC -
TCR Alpha/Beta		149059	NC -	149136	NC -
CD11B	Anti-Porc	149060	NC -	149137	NC -
CD14		149061	NC -	149138	NC -
CD21		149062	NC -	149139	NC -
CD29		149063	NC -	149140	NC -
CD44		149064	NC -	149141	NC -
CD47		149065	NC -	149142	NC -
CD62L		149066	NC -	149143	NC -
CD90		149067	NC -	149144	NC -
HLA-DR-DP		149068	NC -	149145	NC -
Glóbulos rojos RBC		149069	NC -	149146	NC -
CD29	Anti-Mouton	149070	NC -	149147	NC -
CD41/61		149071	NC -	149148	NC -
CD44		149072	NC -	149149	NC -
CD45		149073	NC -	149150	NC -
CD47		149074	NC -	149151	NC -
CD62L		149075	NC -	149152	NC -
CD271		149076	NC -	149153	NC -
HLA-DR-DP		149077	NC -	149154	NC -
CD9	Anti-Bovin	149078	NC -	149155	NC -
CD14		149079	NC -	149156	NC -
CD21		149080	NC -	149157	NC -
CD45R		149081	NC -	149158	NC -
CD47		149082	NC -	149159	NC -
CD62L		149083	NC -	149160	NC -
CD117		149084	NC -	149161	NC -
HLA-DR-DP		149085	NC -	149162	NC -
CD4	Anti-Canin	149086	NC -	149163	NC -
CD29		149087	NC -	149164	NC -

Marqueur de différenciation		PluriBeads-S		PluriBeads-M	
Type	**Espèce**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
CD4	Anti-Souris	149088	NC -	149165	NC -
CD8		149089	NC -	149166	NC -
CD11B		149090	NC -	149167	NC -
CD11C		149091	NC -	149168	NC -
CD14		149092	NC -	149169	NC -
CD19		149093	NC -	149170	NC -
CD31		149094	NC -	149171	NC -
CD45		149095	NC -	149172	NC -
F4/80		149096	NC -	149173	NC -
LY6G		149097	NC -	149174	NC -
Universal	Anti-Souris	149098	NC -	149175	NC -
Universal	Anti-Rat	149099	NC -	149176	NC -
Universal	Anti-Lapin	149100	NC -	149177	NC -
Universal	Anti-Hamster	149101	NC -	149178	NC -
Universal	Anti-Chèvre	149102	NC -	149179	NC -
CD11A	Anti-Cheval	149103	NC -	149180	NC -
CD41/61		149104	NC -	149181	NC -
CD14	Anti-Lapin	149105	NC -	149182	NC -

Kits de réactifs pour PluriBeads

Inclus tampon de lavage, tampon de stabilisation, tampon d'incubation, tampon de détachement, PluriStrainers, entonnoirs et connecteurs.



Référence	Désignation	Nombre éssais	CHF
149184	Kit de réactifs pour PluriBeads-S	5	NC -
149185	Kit de réactifs pour PluriBeads-S	10	NC -
149186	Kit de réactifs pour PluriBeads-M	5	NC -
149187	Kit de réactifs pour PluriBeads-M	10	NC -

Tampons pour PluriBeads

Réf.	Désignation	Volume (ml)	CHF
149189	Tampon de détachement pour PluriBeads	20	NC -
149192	Tampon de lavage pour PluriBeads (10x)	100	NC -
149193	Tampon de lavage pour PluriBeads (10x)	500	NC -
149194	Tampon de lavage pour PluriBeads (10x)	1000	NC -

Tamis cellulaires PluriStrainer

Réf.	Taille	Code couleur	Porosité (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
149026B	S	Violet	30 µm	25	NC -
149195	M	Bleu	60 µm	25	NC -