Tubes pré-remplis pour homogénéiseur Omni Bead Ruptor Elite et Bead Ruptor 4

Vol. tube (ml)	Bille	Ø billes (mm)	Application	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton
0,5	Grenat	0,15	Petit volume de micro-organismes, lyse	50	**078101**	**NC -**
	Carbure	0,25	Extraction ARN, microorganismes, homogénéisation	50	**078103**	**NC -**
	Céramique	1,4	Tissus souples, homogénéisation	50	**078104**	**NC -**
1,5	Métal	2,38	Tissus durs, mélange	50	**078176**	**NC -**
	Verre	0,5	Micro-organismes durs, lyse	50	**078177**	**NC -**
	Céramique	1,4	Tissus souples, homogénéisation	50	**078178**	**NC -**
	Céramique	2,8	Tissus durs, homogénéisation	50	**078179**	**NC -**
2	Céramique	0,1	Micro-organismes, lyse	50	**078220**	**NC -**
	Céramique	0,1	Micro-organismes, lyse	50	**078221***	**NC -**
	Céramique	0,5	Micro-organismes durs, lyse	50	**078222**	**NC -**
	Céramique	0,5	Micro-organismes durs, lyse	50	**078223***	**NC -**
	Céramique	1,4	Tissus souples, homogénéisation	50	**078105**	**NC -**
	Céramique	1,4	Tissus souples, homogénéisation	50	**078142***	**NC -**
	Céramique	2,8	Tissus durs, homogénéisation	50	**078106****	**NC -**
	Céramique	2,8	Tissus durs, homogénéisation	50	**078141***	**NC -**
	Céramique	1,4 et 2,8	Tissus durs, homogénéisation	50	**078224**	**NC -**
	Métal	2,38	Tissus durs, broyage	50	**078098****	**NC -**
	Métal	2,38	Tissus durs, broyage	50	**078143***	**NC -**
	Métal	6	Tissus durs, broyage	50	**078225****	**NC -**
	Verre	0,5	Micro-organismes durs, lyse	50	**078100**	**NC -**
	Verre	0,5	Micro-organismes durs, lyse	50	**078144***	**NC -**
	Verre	0,1	Micro-organismes, lyse	50	**078099**	**NC -**
	Grenat	0,7	Tissus durs et fibreux, homogénéisation	50	**078102**	**NC -**
7	Métal	2,38	Tissus durs, broyage	50	**078180**	**NC -**
	Céramique	1,4	Tissus souples, mélange	50	**078181**	**NC -**
	Céramique	2,8	Tissus durs, mélange	50	**078182**	**NC -**
	Verre	0,5	Micro-organismes, lyse	50	**078234**	**NC -**
15	Céramique	2,8	Tissus durs, homogénéisation	50	**078201**	**NC -**
30	Métal	2,4	Tissus durs, mélange	50	**078202**	**NC -**
	Métal	2,4 et cylindre en céramique 6,35	Tissus durs, mélange	50	**078203**	**NC -**
	Céramique	1,4 et cylindre en céramique 6,35	Tissus souples, homogénéisation	50	**078204**	**NC -**
	Céramique	1,4	Tissus souples, homogénéisation	50	**078205**	**NC -**
	Céramique	2,8	Tissus durs, homogénéisation	50	**078206**	**NC -**
	Céramique	2,8 et cylindre en céramique 6,35	Tissus durs, homogénéisation	50	**078207**	**NC -**
50	Céramique	2,8	Tissus durs, homogénéisation	50	**078194**	**NC -**

* Microbial DNA free ** Tube à paroi renforcée

Tubes seuls

- **Polypropylène**
- **RNase, DNase free (sauf tubes 7 ml)**

Vol. tube (ml)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton
0,5	500	**078186***	**NC -**
1,5	500	**078183**	**NC -**
	1000	**078184**	**NC -**
2	500	**078115***	**NC -**
	500	**078114B**	**NC -**
	1000	**078185***	**NC -**
	1000	**078209****	**NC -**
7	500	**078188**	**NC -**
	1000	**078124**	**NC -**
15	100	**078231**	**NC -**
	500	**078198**	**NC -**
30	100	**078232**	**NC -**
	500	**078199**	**NC -**
50	100	**078200**	**NC -**

*Polypropylène renforcé **Low binding



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com