Billes pour broyeur/homogénéiseur

Sachets de billes

Matériau	Ø (mm)	Poids (g)	Référence	CHF
Acier inox	0,2	450	152032	NC -
	0,5	450	152034	NC -
	0,9 à 2	450	152036	NC -
	1,6	450	152038	NC -
	2,3	450	555743	NC -
	3,2	450	152039	NC -
	4,8	450	152040	NC -
	6	450	152055	NC -
	10	-	078167*	NC -
	25	-	078168**	NC -
Céramique	1,4	325	078112	NC -
	2,8	325	078113	NC -
	6,5	325	078219	NC -
Grenat	0,15	500	078110	NC -
	0,7	500	078111	NC -
Métal	1,4	1000	531615	NC -
	2,38	500	078107	NC -
	3	1000	531609	NC -
	4	1000	531616	NC -
	6	1000	531610	NC -
Oxyde de zirconium	0,15	450	152024	NC -
	0,5	450	152026B	NC -
	1	450	152028	NC -
	2	450	152030	NC -
	2,5	450	152080	NC -
Silicate de zirconium	0,1	450	918006	NC -
	0,5	450	918000	NC -
	0,5	450	555744	NC -
	1	450	152022	NC -
		450	918015	NC -

Matériau	Ø (mm)	Poids (g)	Référence	CHF
Verre	0,1	375	079052	NC -
		400	078108	NC -
		450	152016	NC -
		450	918004	NC -
	0,2	1000	531611	NC -
	0,5	375	079053	NC -
		400	078109	NC -
		450	152018	NC -
		450	918014	NC -
	1	450	152020	NC -
	1	1000	068499	NC -
	2	1000	068500	NC -
	3	1000	068501	NC -
	4	1000	068502	NC -
	5	1000	068503	NC -
	6	1000	068504	NC -
	8	1000	068505	NC -
	10	1000	068555	NC -
Zirconium	2	450	918016	NC -
Silice	1,4	1000	531607	NC -
	2,8	1000	531608	NC -

*lot de 10 ; **lot de 5

Homogénéiseur TissueMaster-125 Omni



- **Puissance : 125 W**
- **Economique pour échantillons de 0,25 à 30 ml**
- **Moteur à vitesse variable de 5 000 à 35 000 tours/min**
- **Livré avec une tige de dispersion de 7 mm x 85 mm C189**
- **La plupart des échantillons sont dispersés en moins d'une minute**
- **Facile à nettoyer et à démonter**
- **Portatif et léger**
- **A manipuler à la main ou à monter sur un statif**
- **Normes CSA, UL et CE C196**
- **Bruit inférieur à 72 dB**
- **Moteur garanti 1 an**

Référence	Désignation	CHF
078053	Homogénéiseur TissueMaster-125 avec tige 7 x 85 mm	NC -

Homogénéiseur Omni TH



- **A tenir à la main ou sur socle**
- **Pour échantillons de 0,05 à 100 ml**
- **Léger, ergonomique**
- **Fourni avec l'outil d'assemblage des sondes/tiges de dispersion et le manuel**
- **Moteur de 125 W**
- **Montage des sondes en acier inox EZ connect par bayonnette 1/4 de tour**
- **Bruit limité à 72 dB**
- **Vitesse variable de 5 000 à 35 000 tours/min**
- **Certifié CE et CSA**

Pack TH : avec moteur homogénéiseur TH 220 V, 3 tiges EZ-Connect pour broyage fin (5 x 75 mm fond plat (référence 078007), 7 x 115 mm dents de scie (référence 078148) et 10 x 115 mm dents de scie (référence 078150), noix et statif.



Référence	Désignation	CHF
078000	Pack TH complet	NC -
078001	Homogénéiseur de tissus Omni seul	NC -
078002	Statif	NC -
078003	Tige avec noix de montage	NC -