BROYEUR À DISPERSION

Homogénéiseur Omni THQ

- Pour échantillons de 200 µl à 120 ml
- A tenir à la main ou sur statif
- Vitesse variable de 8 000 à 32 000 rpm
- Niveau sonore max. 68 dB
- Moteur de 40 W
- Fourni avec l'outil d'assemblage, la pince pour le statif, le manuel et le kit de démarrage comprenant 12 tiges de dispersion en plastique, 6 pour tissus mous et 6 pour tissus durs ou congelés
- Tige de dispersion :
  - Ø : 7 x 110 mm
  - Vol. de travail recommandé : 0,25 à 30 ml



Référence	Désignation	CHF
078211	Homogénéiseur THQ	NC -
078002	Statif	NC -

Homogéneiseur Omni GLH-850

- Pour échantillon de 1,5 ml à 5 l
- Moteur 850 W, garanti 2 ans
- Vitesse variable : 5000 à 25000 rpm
- Niveau sonore : < 72 dB
- Minuteur jusqu'à 9 min 59 sec
- Touche on / off
- Socle inclus
- Certifié CE

Réf.	Désignation	CHF
078146	Homogénéiseur GLH-850 complet avec 3 tiges en inox (10, 20 et 30 mm)	NC -
078147	Moteur seul homogénéiseur GLH-850	NC -



Tiges de dispersion Omni en acier inox avec tige rotor stator

Tiges pour homogénéiseurs Omni TH et GLH 850

Référence	Dimensions Ø x h (mm)	Volume (ml)	Fond	Type de broyage	CHF
078007	5 x 75	0,02 - 5	Plat	Fin	NC -
078008	5 x 75	0,02 - 5	Plat	Grossier	NC -
078148	7 x 115	0,25 - 30	Dentelé	Fin	NC -
078149	7 x 115	0,25 - 30	Dentelé	Grossier	NC -
078150	10 x 115	1,5 - 100	Dentelé	Fin	NC -
078151	10 x 115	1,5 - 100	Dentelé	Grossier	NC -

Tiges pour homogénéiseur Omni GLH 850 uniquement

Référence	Dimensions Ø x h (mm)	Volume (ml)	Fond	Type de broyage	CHF
078021	20 x 195	100 - 2000	Dentelé	Fin	NC -
078022	20 x 195	100 - 2000	Dentelé	Grossier	NC -
078152	30 x 195	200 - 5000	Crénelé	Fin	NC -
078153	30 x 195	200 - 5000	Crénelé	Grossier	NC -

Tiges pour homogénéiseur Omni THQ

Référence	Dimensions ø x h (mm)	Volume (ml)	Fond	Unités / boîte	CHF
078212	5 x 75	0,2 - 5	Dentelé	1	NC -
078213	5 x 75	0,2 - 5		6	NC -
078214	7 x 100	0,25 - 30		1	NC -
078215	7 x 100	0,25 - 30		6	NC -
078216	10 x 110	1,5 - 100		1	NC -
078217	10 x 110	1,5 - 100		6	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
078026	Outils de démontage	NC -



Les photos ci-contre ne sont pas représentées à l'échelle les unes par rapport aux autres.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com