## Automates d'extraction d'acides nucléiques Auto-Pure

NOUVEAU




531555
531559




531563
531570
531572
531571



- **Systèmes Auto-Pure automatisés pour la purification d'ADN, d'ARN, de protéines et de cellules issues d'une large variété d'échantillons comme le sang, les bactéries, les tissus, les fluides corporels et les plantes**
- **Technologie basée sur la séparation magnétique, pour extraction à haut débit et de haute qualité sans contaminations croisées entre les échantillons ou de transferts de réactifs**
- **Interface de contrôle par écran tactile**
- **Programmation facile**
- **L'Auto-Pure 10BW ne dispose d'aucun système de chauffage et ne permet de traiter les échantillons qu'à température ambiante**
- **L'Auto-Pure 10BS dispose d'un système de chauffage du bain à sec**

| Modèle | Auto-Pure96 | Auto-Pure24 | Auto-Pure32A | Auto-Pure16A | Auto-Pure Serie 20A | Auto-Pure Serie 20B | Auto-Pure Serie 10B | Auto-Pure Serie 10BS | Auto-Pure Serie 10BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température chauffage | Ambiante à 120 °C | | | | | | | | |
| Etapes programmables | Lyse, rétention, lavages, élution | | | | | | | | |
| Capacité stockage | Plus de 100 protocoles | | | | | | | | |
| Stérilisation | Ultraviolets | | | | | | | | |
| Connectique | 4 ports USB, carte SD intégrée | | | | | | | | |
| Puissance (W) | 450 | | | 300 | 450 | | 300 | | |
| Dimensions (cm) | 56 x 62 x 50 | | 40 x 47 x 45 | 34 x 35 x 41 | 40 x 52 x 45 | | 34 x 35 x 41 | | |
| Poids (kg) | 54 | | 25 | 18 | 28 | | 18 | 18,5 | 18 |
| Ecran tactile | 7" | 7'' | 7'' | 4,3'' | 7'' | 7'' | 4,3'' | 4,3'' | 4,3'' |
| Quantité et volume d'échantillons | 1 à 96 échantillons | 1 à 24 échantillons | 1 à 32 échantillons | 1 à 16 échantillons | 1 à 20 échantillons | 1 à 20 échantillons | 1 à 10 échantillons | | |
| | 50 à 1000 µl par run en plaques 96 Deepwells | 50 à 10 000 µl par run en plaques 24 puits de 14,6 ml | 50 à 1000 µl par run en plaques 96 Deepwells | 50 à 1000 µl par run en plaques 96 Deepwells | 50 à 3000 µl par run en barrettes 9 tubes | 50 à 5000 µl par run en barrettes 7 tubes | 50 à 5000 µl par run en barrettes 7 tubes de 6,5 ml | | |
| **Référence** | **257745** | **531559** | **531562** | **531563** | **531566** | **531569** | **531570** | **531572** | **531571** |
| **CHF** | **NC -** | **43107,10 -** | **13896,10 -** | **9027,60 -** | **14885 -** | **14885 -** | **9555 -** | **9945 -** | **9035 -** |

## Accessoires

| | Réf. | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| Auto-Pure 96 | **531556B** | Peigne 96 dents pour Auto-Pure96 | 100 | **901,35 -** |
| | **531557B** | Plaque 96 deepwells pour Auto-Pure96 | 50 | **491 -** |
| | **531558B** | Plaque d'élution 96 puits pour Auto-Pure96 | 100 | **737,25 -** |
| Auto-Pure 24 | **531617** | Peigne 24 dents pour Auto-Pure24 | 30 | **NC -** |
| | **531618** | Plaque 24 puits 14,6 ml pour Auto-Pure24 | 30 | **NC -** |

| | Réf. | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| Auto-Pure32A et 16A | **531564B** | Plaque 96 Deepwells pour Auto-Pure 32A et 16A | 200 | **NC -** |
| | **531597** | Peigne 8 Dents pour Auto-Pure 32A et 16A | 50 | **65 -** |
| Auto-Pure20A | **531567B** | Barette 9 tubes pour Auto-Pure20A | 500 | **455 -** |
| Auto-Pure20B et Serie 10 | **531573B** | Barette 7 tubes pour Auto-Pure20B et Serie 10 | 500 | **455 -** |
| Auto-Pure Serie 10 et Serie 20 | **531568B** | Peigne 10 dents pour Auto-Pure Serie 20 et 10 | 500 | **455 -** |

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com