
Automate de purification d'acides nucléiques BioMagPure 12



Poste de travail robotique compact, pour la purification automatisée d'acides nucléiques.

- **Utilisation de cartouches préremplies et de consommables jetables, pour une automatisation complète des purifications, sans intervention extérieure**
- **Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible**
- **Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons**
- **Traitement de 1 à 12 échantillons simultanément**
- **3 étapes simples et rapides : Chargez le kit et les échantillons - Démarrez le protocole - Collectez les échantillons**
- **Durée de traitement : 30 à 50 minutes**
- **Programmation du protocole instantanée par lecture du code-barres**
- **Système à pointes jetables, élimine le risque de contaminations croisées**
- **Chambre réactionnelle conçue pour maximiser la récupération des billes magnétiques et réduire les résidus d'alcools dans le produit élué final**
- **Certifié CE-IVD**
- **Ecran LCD 20 x 4 cm**
- **Système autonome, ne nécessite pas d'ordinateur**
- **Faible encombrement l x p x h (mm) : 480 x 700 x 520**
- **Poids (kg) : 43**



Référence	Désignation	CHF
490096	Automate de purification BioMagPure 12	NC -

Kits d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi

Référence	Type d'échantillons	Acides nucléiques extraits	CHF
490097	Sang total de mammifères ou suspensions de cellules sanguines (10 - 400 µl)	ADN génomique sanguin	NC -
490098	Sang total de mammifères ou suspensions de cellules sanguines (400 - 1000 µl)	ADN génomique sanguin - large volume	NC -
490099	Serum, plasma et autres fluides acellulaires - échantillons biologiques humains	ARN ou ADN viraux	NC -
490100		ARN ou ADN viraux - large volume	NC -
490110		ARN viral	NC -
490113	Serum, plasma et autres fluides acellulaires - jusqu'à 5 ml	ADN circulant (CFC)	NC -
490108	Serum, plasma et autres fluides acellulaires	ADN/ARN bactéries et virus pathogènes - Kit A	NC -
490109	Ecouvillons (échantillons riches en cellules)	ADN/ARN bactéries et virus pathogènes - Kit B	NC -
490101	Tissus animaux, écouvillons et tâches de sang	ADN génomique de tissus	NC -
490102	Cellules cultivées et couches leucocytaires	ADN génomique de cellules	NC -
490103	Bactéries à Gram positif et négatif	ADN génomique de bactéries	NC -
490104	Brosses cervicales ou écouvillons en milieu liquide (type Hologic)	ADN Papillomavirus Humain (HPV)	NC -
490105	Mycobactéries	ADN génomique de mycobactéries	NC -
490106	Tissus fixés au formol ou inclus en paraffine (FFPE)	ADN génomique échantillons FFPE	NC -
490107	Echantillons médico-légaux	ADN génomique médico-légal	NC -
490111	Plantes (feuilles, graines et spores) et tissus fongiques - jusqu'à 100 mg de tissu	ADN génomique de plantes et de champignons	NC -
490112	Sang total, cellules sanguines, tissu animal, tissu de plante, levures ou cellules cultivées	ARN totaux	NC -


Plaques 96 puits Riplate® magnetic





Plaques compatibles avec les robots Kingfisher 96 Flex Magnetic Particule Processors.
Pour le stockage, la centrifugation, la préparation et la purification des échantillons.

- **En polypropylène vierge**
- **Bords des puits légèrement rehaussés pour éviter les contaminations croisées**
- **Stabilité élevée lors de la centrifugation**
- **Marquage alphanumérique**
- **Puits carrés à fond cylindrique pour un meilleur mélange**
- **Fond en U**



Réf.	Désignation	Vol. tot. (ml)	Vol. de travail (µl)	Unités/ carton	CHF/ carton
023131B	Plaque 96 puits Riplate® magnetic	0,2	20 - 100	60	NC -
023132	Plaque 96 puits Riplate® magnetic	2,0	20 - 1000	20	NC -
071474	Plaque 96 puits Riplate® magnetic*	2,0	20 - 1000	20	NC -
071475	Riplate® magnetique 96 peigne*	-	-	60	NC -

*Compatible avec robots KingFishet Flex et Presto