Spectrophotomètre microvolume Ezdrop 1000

NOUVEAU

- **Mesure en seulement 3 secondes**
- **Nombreuses applications : spectre (190 - 1000 nm), acides nucléiques, protéines UV, croissance bactérienne (600 nm)**

Lampe	Xenon flash
Plage longueur d'onde (nm)	190 - 1000
Plage de concentration d'ADN double brin (ng/µl)	2 - 20000
Plage de concentration BSA (mg/ml)	0,06 - 600
Gamme d'absorbance (équivalence à 10 mm)	0,04 - 400 A
Volume d'échantillon (µl)	1
Temps de mesure (secondes)	‹ 3
Détecteur	2048 éléments CMOS
Affichage	Ecran tactile 7''
Interface / connectivité	USB-A
Stockage interne	32 GB
Dimension L x p x h (mm)	206 x 333 x 166
Poids (kg)	3,5
Référence	**255223**
CHF	**NC -**

- **Cellule de dépôt en acier inoxydable et quartz avec revêtement hydrophobe pour assurer la formation de gouttelette stable**
- **Lumière LED afin de guider la dépose d'échantillon**
- **Ecran tactile simple d'utilisation et compatible avec l'utilisation de gants**



Spectrophotomètre microvolume NanoReady Touch

NOUVEAU

- **Pour la mesure de concentration d'acides nucléiques, de protéines, de cultures bactériennes (FC-2100, FC-3100)...**
- **Dosage en microvolumes (volume minimum 0,5 µl) et également en cuvette pour les modèles FC**
- **Le module de la cuvette des modèles FC est thermostaté à 37 °C et possède une fonction d'agitation (10 à 900 rpm)**
- **Gamme continue de longueurs d'onde (modèles FC-3100 et F-3100) ou 5 longueurs d'onde fixes (modèles FC-2100 et F-2100)**
- **Contrôle intuitif via un écran tactile 7" avec système d'exploitation Android**
- **Mesure rapide en seulement 5 secondes et affichage des résultats en temps réel**
- **Stockage des données dans un historique avec possibilité d'exportation vers PC (USB/Wi-Fi)**
- **Dispositif compact, facilement transportable**
- **Gamme de longueurs d'onde pour les modèles F-3100 et FC-3100 : 185-910 nm (UV-Visible)**
- **Longueurs d'onde fixes pour les modèles FC-2100 et F-2100 : 230,260,280,350 et 600 nm**
- **Gamme photométrique microvolume : 0.04-550 A (équivalent 10 mm)**
- **Intervalle de concentration microvolume : ADNdb [2-27500 ng/µl], BSA [0.06-820 mg/ml], IgG [0.03-400 mg/ml]**
- **Gamme photométrique cuvette (FC-2100, FC-3100) : 0-1.5 A**
- **Limite de concentration en cuvette : dsDNA 0.2 ng/µL ; BSA 0.006 mg/ml**
- **Stockage interne : 32 GB**
- **Poids net : 2,3 kg**



Référence	Désignation	CHF
865077	Spectrophotomètre Nanoready Touch FC-2100 microvolume + cuvette, 5 longueurs d'onde	**NC -**
865078	Spectrophotomètre Nanoready Touch F-2100 microvolume, 5 longueurs d'onde	**NC -**
865079	Spectrophotomètre Nanoready Touch FC-3100 microvolume + cuvette, UV-visible	**NC -**
865080	Spectrophotomètre Nanoready Touch F-3100 microvolume, UV-visible	**NC -**

Papier optique pour microscopes

Papier de haute qualité pour le nettoyage de surfaces optiques et lentilles fabriquées en verre en plastique ou en quartz. Ne contient aucun agent chimique, ne possède ni silicone ni additif particulier.

- **Très doux, ne raye pas**
- **Très pur, exempt d'additifs**
- **Très absorbant pour l'élimination des graisses et de l'humidité**

Référence	Dimensions (mm)	Conditionnement	CHF
036445	100 x 150	25 carnets de 25 feuilles	**NC -**
036531	200 x 300	100	**NC -**
036532	460 x 570	500	**NC -**



Papier optique

- **En papier Japon**
- **Papier pour l'essuyage des lentilles**
- **Ne peluche pas**
- **Vendu en pochettes de 25 feuilles**

Référence	Format (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
074042	95 x 135	25 x 25	**NC -**
074089	100 x 150	625	**NC -**
074090	200 x 300	100	**NC -**
074091	460 x 570	500	**NC -**



Papier d'essuyage optique ECO



Référence	Dimensions (mm)	Conditionnement	CHF/ boîte
068885	95 x 135	25 pochettes de 25 feuilles	**NC -**
068886	190 x 135	500 feuilles	**NC -**
068887	190 x 270	500 feuilles	**NC -**
068888	380 x 540	500 feuilles	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com