Thermocycleur temps réel blue-ray biotech turboQ

Le TurboQ est un thermocycleur temps réel pour des applications de qPCR.

- **Lecture : 4 canaux de fluorescence pour du multiplexage (vert, jaune, orange, rouge)**
- **Consommables : plaques PCR 96 puits 0,2 ml, tubes PCR 0,2 ml individuels ou en barrettes de 8**
- **Logiciel d'analyse inclus : quantification absolue, quantification relative, discrimination allélique, courbe de fusion**
- **Gamme de températures du bloc : 25 - 99 °C**
- **Rampe de température : 2,5 °C/sec**
- **Température du couvercle : 105 °C**
- **PC portable sous Windows 10**
- **Garantie de 18 mois ou 30 mois selon la référence choisie**



Réf.	Désignation	CHF
255219	Thermocycleur temps réel turboQ avec PC portable garantie 18 mois	**NC -**
255220	Thermocycleur temps réel turboQ avec PC portable garantie 30 mois	**NC -**
255218	Kit de calibration pour turboQ	**NC -**

Systèmes d'amplification d'acides nucléiques par PCR isotherme Gene-8C et Gene-8C2



- **Système d'amplification d'acides nucléiques (ADN ou ARN) par PCR isotherme avec suivi de l'amplification par fluorescence**
- **Fonctionne indépendamment mais peut aussi être relié à un pc via USB ou à un mobile sous android**
- **Ecran tactile 7"**
- **Capacité de 8 échantillons simultanés (tubes PCR standards 0,2 ml ou barrettes de 8 tubes PCR)**
- **Téléchargement des données par clé USB ou par Wifi**

Modèle	Gene-8C	Gene-8C2
Nombre d'échantillons	8 puits (une barrette de 8 microtubes)	
Volume d'échantillon	15 à 150 µl	
Ecran tactile	7" (17,8 cm)	
Gamme de température	Ambiante à 99 °C	
Précision/uniformité de température	±0,1 °C/ ±0,15 °C	
Vitesse de chauffe et de refroidissement	2°C/sec	
Canaux de fluorescence	1	2
Emission (nm)	470	470 et 590
Détection (nm)	525	525 et 630
Dimensions l x p x h (mm)	145 x 305 x 100	
Poids (kg)	1,9	
Référence	**531582**	**531583**
CHF	**NC -**	**NC -**

- **Données imprimables (connection USB)**
- **Disponible en version 1 canal (Gene-8C) ou 2 canaux de fluorescence (Gene-8C2)**
- **Appareil portable avec batterie permettant une utilisation nomade (autonomie de 2 à 5 heures)**



Accessoire

Référence	Désignation	CHF
531584	Chargeur pour GENE-8C et GENE-8C2	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com