Générateur myVolt mini

Voltage constant (V)	100 ou 200
Intensité max. (mA)	200
Puissance max. (W)	40
Nombre de sorties	2
Alimentation	230 - 240 V, 50 - 60 Hz
Dim. l x p x h (cm)	16 x 11,5 x 5,7
Poids (g)	400
Référence	**062693**
CHF	**NC -**

- **Générateur ultra compact à deux sorties**
- **Appareil basique pour application à voltage constant**
- **2 tensions constantes au choix, 100 ou 200 V**



Générateur myVolt touch

- **Pour l'électrophorèse sur gel d'agarose ou d'acrylamide**
- **Programmation intuitive**
- **Peut être positionné horizontalement ou verticalement**
- **Ecran tactile avec rotation automatique**
- **Mode tension constante ou intensité constante**
- **Détection de surcharge, de changement de charge et d'absence de charge**
- **Unité superposable**

Intensité (mA)	5 à 400
Incrément intensité (mA)	5
Tension (V)	10 à 300
Incrément tension (V)	5
Puissance max (W)	80
Minuterie	1 min à 99 h 59 min
Nombre de sorties	4
Dim. écran (mm)	50,8 x 50,8
Alimentation	230 V, 50 Hz
Dim. (cm) l x p x h	21,5 x 15,5 x 9,75
Poids (kg)	1,6
Référence	**062694B**
CHF	**NC -**





