Système d'électrophorèse RunOne pour acides nucléiques

Pour électrophorèses horizontales en mini-gels.
Le tout en un :

- cuves d'électrophorèse avec plateau à 6 compartiments ;
- générateur avec minuteur intégré ;
- accepte simultanément 2 formats de gels d'agarose et de polyacrylamide.

Accessoires optionnels : système Multicaster, gel pré-coulés.


Le système avec minuteur est livré complet avec le générateur et son transformateur 220V, un plateau de coulage à 6 compartiments, 6 plateaux pour gels d'agarose (4 minigels, 2 maxigels) avec couvercle et 2 peignes. Les plateaux pour gels de polyacrylamide (4 minigels, 2 maxigels) sont à commander séparément.

- **Le plateau comporte 6 compartiments moulés, permettant de couler 1 à 6 gels**
- **Format des gels : minigel (5,2 x 5,9 cm) et standard (10,7 x 5,9 cm)**
- **Capacité : 4 minigels et 2 gels standard**
- **Etanche, sans joint ni adhésif**
- **Générateur avec minuteur intégré**
- **Générateur amovible à 3 sélections de voltage : 25 V, 50 V ou 100 V**
- **Volume tampon nécessaire : 350 ml pour 2 minigels ou 1 gel standard**
- **Nombre d'échantillons maxi : 17 à 96 suivant plateau**

Référence	Désignation	CHF
038401	Système RunOne complet	NC -








Une solution économique et prête à l'emploi : choisissez le kit chambre RunOne + Multicaster (les références apparaissent dans le tableau Multicaster)


Accessoires pour la cuve RunOne


Plateau transparent aux UV (différentes dimensions en fonction de l'application).

Référence	Plateau pour	Dim. l x h (cm)	CHF les 4
038420	Mini gel agarose	5,4 x 5,9	NC -
038421	Gel acrylamide (paysage) avec couvercle	11 x 6	NC -
038422	Mini gel acrylamide avec couvercle	5,7 x 5,9	NC -

* €HT des 4 minis et 2 paysages










Plateau rouge pour visualisation des puits de dépôts

Conçu spécialement pour faciliter le dépôt sur la cuve RunOne (de couleur rouge, se place sous le gel et permet le contraste entre l'agarose et les puits).

Référence	Pour gel agarose de format	Dim. l x h (cm)	CHF le plateau
038423	Portrait 6 x 9,5 cm	11,5 x 9,5	NC -
035425	Medium 11,5 x 8,9 cm	11,5 x 9,5	NC -
035426	Long 11,5 x 11,9 cm	11,5 x 11,5	NC -





Système de coulage

Référence	Désignation	CHF
039030	Système de coulage	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com