Multicaster




Accessoires de coulage de gel pour cuve RunOne pour les screenings à haute densité (Gels d'agarose 96 puits). Le système Multicaster consiste en un plateau avec encoches et peignes conçus pour le coulage de gels d'agarose en quelques minutes sans joint ou adhésif. Les plateaux sont transparents aux UV. 4 modèles disponibles.


Multicaster

Type	8 rangées	12 rangées	Gels préparatifs	HLA Multicasting
L x l (mm)	116 x 118	116 x 118	116 x 118	116 x 89
Lignes de dépôts réalisables	8 x (12 + 1) / 4 x (24 + 1)	12 x (8 + 1) / 6 x (16 + 2)	2	8
Pipette conseillée	Monocanal / 12 canaux	8 canaux	Monocanal	Monocanal / 12 canaux
Volume dépôt (µl)	30 – 35 / 10 – 15	30 – 35 / 10 – 15	2 x 250 + marqueur / 3 x 75 et 2 x 115	30 – 35 / 10 – 15
Nombre d'encoches pour peignes	8	12	2	8
Nombre de peignes inclus (épaisseur 1 mm)	4	6	2	8
Types de peignes doubles réversibles inclus	12 + 1 / 24 + 1	8 + 1 / 16 + 1	2 / 5 + marqueurs	12+1 / 24+1
Nombre maximal de dépôts	192 / marqueurs	192 / marqueurs	2 / 5 + marqueurs	192 / marqueurs
Code couleur	Turquoise	Bleu	Orange	Jaune
Référence unité complète	**038415**	**038416**	**038417**	**039080* / 038418****
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC - / NC -**
Référence kit Multicaster + RunOne	**035459**	**035460**	**035461**	**035462B*****
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence plateau de rechange	**035468**	**035468**	**035469**	**035469**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence peigne	**038449**	**039033**	**039070**	**039071**
CHF les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Livrée avec 2 peignes ** Livrée avec 8 peignes *** Fourni avec le système de coulage 6 compartiments du RunOne et une plaque de visualisation rouge

Peignes réversibles pour RunOne





Peigne T-Bleu :
A utiliser lors de la préparation de trois gels, un dans la grande cuve, et les deux autres dans les petites.

Réversible :
- un côté épaisseur 1,5 mm : 25/12/12 dents ;
- un côté épaisseur 1 mm : 17/8/8 dents

Peigne T-Ambré :
Préparatif. Réversible :
- un côté épaisseur 1 mm 25/12/12 puits ;
- un côté épaisseur 1 mm, 10+2 puits, 2+2 puits préparatifs, 1+2 puits préparatifs.

Référence	Désignation	CHF
039075	Peigne réversible T-Bleu (les 2)	**NC -**
039076	Peigne réversible T-Ambre (les 2)	**NC -**
039077	Peigne réversible T-Bleu + peigne réversible T-Ambre	**NC -**

ASTUCE



Visualisez tous vos gels sans UV :
Mini-transilluminateurs, tablettes à LED, transilluminateurs à LED et analyseurs d'images : voir pages 184 à 190.

Retrouvez les gels pré-coulés compatibles RunOne sur www.milian.com