ELECTROPHORÈSE HORIZONTALE

Système d'électrophorèse Enduro Gel XL



Appareil complet comprenant tout le nécessaire pour réaliser une électrophorèse horizontale.


- **Le générateur et la cuve se séparent d'une simple pression sur le bouton «eject»**
- **Electrodes protégées par une cassette en plastique**
- **Capteur magnétique entrainant la coupure du courant en cas d'ouverture du couvercle**
- **Couvercle transparent permettant la visualisation du gel pendant la manipulation**

Composition	Système Enduro Gel XL	Kit de coulage micro	Kit de coulage standard
Cuve d'électrophorèse	1	-	-
Générateur détachable	1	-	-
Plaques pour gel	1 large 12,5 x 12 cm 2 petites 12,5 x 6 cm	4 micro 6 x 6 cm	1 large 12,5 x 12 cm 2 petites 12,5 x 6 cm
Peigne réversible	2 larges (14 ou 28 dents)	1 petit (5 ou 8 dents)	2 larges (14 ou 28 dents)
Portoir de préparation	1	-	1
Référence	**096644**	**096645**	**096665**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
096659	Plaques larges pour gel 12,5 x 12 cm (les 2)	**NC -**
096660	Petites plaques pour gel 12,5 x 6 cm (les 2)	**NC -**
096661	Plaques micro pour gel 6 x 6 cm (les 4)	**NC -**
096662	Peignes larges réversibles, 14 ou 28 dents (les 2)	**NC -**
096663	Petits peignes réversibles, 5 ou 8 dents (les 2)	**NC -**
096664	Portoir de préparation universel	**NC -**

Cuve d'électrophorèse Clarit-e MultiSUB4



- **Pour la migration de 4 gels superposés**
- **Jusqu'à 1200 échantillons par migration (1 cm de migration par échantillon, 4 gels superposés)**
- **Peignes compatibles avec les pipettes multicanaux**
- **Système compact**
- **Cuve livrée avec 4 plateaux 8 x 18 cm et 8 peignes 1,5 mm d'épaisseur, 8/18 puits et une cuve de coulage externe pour 4 gels**

Dimension des gels (cm)*	8 x 6, 8 x 12, 8 x 18
Volume de tampon (ml)	200 ml par gel
Dimensions de la cuve (cm)	28 x 9 x 9
8 peignes doubles fournis	8/18 puits, épaisseur 1,5 mm
Référence	**992088**
CHF	**NC -**

* selon plateau utilisé, voir accessoires en option.

Système d'électrophorèse horizontale HPE™ BlueHorizon™





Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

- **Système sans cuve : tampons contenus dans des mèches imbibées**
- **Support en céramique pouvant être relié à une unité réfrigérante : migration rapide et obtention de bandes ou spots nets**
- **Taille des gels : 260 x 205 mm**
- **Gel protégé de la lumière et de la poussière durant la migration**
- **Livré avec un couvercle comprenant une paire d'électrodes en platine**
- **Compatible avec les gels précoulés (disponibles sur demande)**

Applications

- **Séparation des protéines sur gel SDS-PAGE, gel 2D, par électrofocalisation (IEF) ou des acides nucléiques dans des gels de polyacrylamide**

Référence	Désignation	CHF
115797	Système complet HPE™ BlueHorizon™ (générateur + chambre d'électrophorèse + unité de refroidissement)	**NC -**
115767	Chambre d'électrophorèse HPE™ BlueHorizon™	**NC -**
115810	Système d'électrophorèse BlueHorizon™ double tiroir	**NC -**
115795	Unité de refroidissement HPE™ BlueHorizon™	**NC -**