
Cuves d'électrophorèse horizontale MultiSUB

Solution versatile pour électrophorèse sur gel d'agarose pour ARN et ADN

- **Disponibles en 5 tailles**
- **Construction moulée par injection, durable et anti-fuite**
- **Electrodes à cassette, faciles à remplacer**
- **Multiples plateaux pour chaque taille de cuve**
- **Retrait facile du couvercle de sécurité, avec coupure du courant à l'ouverture**
- **Nombreuses fentes pour peignes**
- **Peignes disponibles en 4 épaisseurs codées par couleur**
- **Peignes "MC" utilisables avec les pipettes multicanaux**
- **Peignes "non MC" non compatibles avec les pipettes multicanaux**
- **Tous les peignes disposent d'un guide de charge sur la tranche opposée**





Cuve MultiSUB mini

Modèle	MultiSUB mini 7	MultiSUB mini 10	MultiSUB mini DUO
Dim. du système (L x l x h)	21 x 9 x 9 cm		
Capacité pour circulation	225 ml		
Puissance électrique maximale	10 W		
Distance inter électrodes	155 cm		
Composition du set	Cuve d'électrophorèse, couvercle de sécurité, plateaux de coulage, peignes, guides de charge, digue de coulage		
Dim. des gels avec plateaux fournis (cm)	7 x 7	7 x 10	7 x 7 / 7 x 10
Fentes de peignes	2	4	2 / 4
Capacité max. d'échantillons	32	64	32 / 64
Peignes fournis	2 peignes 8 dents 1 mm		
Référence	**257281**	**257282**	**257283**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cuve MultiSUB midi

Modèle	MultiSUB midi 7	MultiSUB midi 10	MultiSUB midi DUO
Dim. du système (L x l x h)	22 x 12,5 x 9 cm		
Capacité pour circulation	300 ml		
Puissance électrique maximale	20 W		
Distance inter électrodes	150 cm		
Composition du set	Cuve d'électrophorèse, couvercle de sécurité, plateaux de coulage, peignes, guides de charge, digue de coulage		
Dim. des gels avec plateaux fournis (cm)	10 x 7	10 x 10	10 x 7 / 10 x 10
Fentes de peignes	2	4	2 / 4
Capacité max. d'échantillons	50	100	50 / 100
Peignes fournis	2 peignes 16 dents 1 mm		
Référence	**257284**	**257285**	**257286**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cuve MultiSUB maxi

Modèle	MultiSUB maxi 10	MultiSUB maxi 15	MultiSUB maxi 20	MultiSUB maxi 25	MultiSUB maxi DUO
Dim. du système (L x l x h)	39,5 x 23 x 9 cm				
Capacité pour circulation	1200 ml				
Puissance électrique maximale	50 W				
Distance inter électrodes	315 cm				
Composition du set	Cuve d'électrophorèse, couvercle de sécurité, plateaux de coulage, peignes, guides de charge, digue de coulage				
Dim. des gels avec plateaux fournis	20 x 10	20 x 15	20 x 20	20 x 25	20 x 10 / 20 x 20
Fentes de peignes	4	7	9	11	4 / 9
Capacité max. d'échantillons	200	350	450	550	200 / 450
Peignes fournis	2 peignes 20 dents 1 mm				
Référence	**257790**	**257791**	**257792**	**257793**	**257794**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Peignes pour MultiSUB mini

Réf.	Nombre de dents	Epaisseur (mm)	Compatibilité avec pipettes multicanaux	Charge de volume recommandé pour gels 5 mm (µl)	CHF
263133	8	0,75	MC	8	**34,55 -**
257332	12	0,75	Non MC	12	**34,55 -**
263135	8	1	MC	11	**36,15 -**
257336	12	1	Non MC	14	**36,15 -**
263137	8	1,5	MC	17	**37,90 -**
257340	12	1,5	Non MC	20	**37,90 -**
263139	8	2	MC	23	**39,55 -**
257342	12	2	Non MC	27	**39,55 -**

Peignes pour MultiSUB midi

Réf.	Nombre de dents	Epaisseur (mm)	Compatibilité avec pipettes multicanaux	Charge de volume recommandé pour gels 5 mm (µl)	CHF
257356	10	0,75	MC	30	**41,15 -**
257407	20	0,75	Non MC	10	**41,15 -**
257360	10	1	MC	27	**41,15 -**
257363	20	1	Non MC	14	**41,15 -**
257367	10	1,5	MC	41	**44,40 -**
257370	20	1,5	Non MC	20	**44,40 -**
257374	10	2	MC	54	**46,10 -**

Peignes MC pour MultiSUB maxi

Référence	Nombre de dents	Epaisseur (mm)	Charge de volume recommandé pour gels 5 mm (µl)	CHF
257445	20	0,75	20	**57,60 -**
257449	40	0,75	8	**57,60 -**
257452	20	1	27	**59,20 -**
257456	40	1	11	**59,20 -**
257460	20	1,5	41	**60,90 -**
257464	40	1,5	17	**60,90 -**
257470	20	2	54	**62,60 -**
257474	40	2	23	**62,60 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com