Cuve d'électrophorèse horizontale Mini Major

- **Taille compacte**
- **Cuve en polycarbonate moulée d'une seule pièce**
- **Pour gels de dimensions 52 x 60mm ou 107 x 60mm**
- **La cuve résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C**
- **Epaisseur maximale du gel : 10 mm**
- **Nombre maximum d'échantillons : 25**
- **Dimensions de la cuve : 140 x 140 x 53 mm**
- **Volume de tampon : 200 ml**
- **Couvercle de sécurité avec évents**
- **Plateau avec repérage en noir des puits et index de migration**
- **Compatible avec pipettes multicanaux**
- **La cuve en version transparente est compatible avec le transilluminateur MBE-300, référence 022321, pour le suivi de la migration et la visualisation des bandes dans la cuve**

La cuve est livrée avec :

- cuve et couvercle ;
- 2 préparateurs de gels ;
- 2 plateaux 107 x 60 mm ;
- 4 plateaux de 52 x 60 mm ;
- 2 peignes doubles : 8/8/17 et 12/12/25 dents ; 6/6/12 et Mark1/Prep1/23 dents
- cordons.

Référence	Désignation	CHF
022338	Cuve horizontale Mini coloris transparent MJ-105-A	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
022011	Plateau 107 x 60 mm	**NC -**
022015	Cordons d'alimentation de rechange rouge et noir	**NC -**
022016	Systeme complet* de préparation de gels	**NC -**
022017	Préparateur de gel pour Mini cuve large	**NC -**


* kit comprenant 2 préparateurs de gel pour mini cuve (réf. 022008), 4 plateaux 52 x 60 mm (réf. 022009), 2 plateaux 107 x 60 mm (réf. 022011) et 2 peignes analytiques (022012 et 022014).

Peignes

* Volume de l'échantillon pour un gel de 5 mm d'épaisseur.

Peigne	022014	022012
Epaisseur dents (mm)	1	1
Largeur dents (mm)	6	4
Volume échantillons (µl)*	30	20

Référence	Désignation	CHF
022012	Peigne analytique double (8/8/17 et 12/12/25 dents)	**NC -**
022014	Peigne analytique double (6/6/12 et Mark1/Prep2/23 dents)	**NC -**



Cuve d'électrophorèse horizontale Mini large Major

- **Taille compacte**
- **Cuve en polycarbonate moulée d'une seule pièce**
- **Pour gels de dimensions : 105 x 83 mm ou 50 x 83 mm**
- **La cuve tient à des températures allant jusqu'à 130 °C**
- **Epaisseur maximale du gel : 10 mm**
- **Nombre maximum d'échantillons : 25**
- **Dimensions de la cuve : 136 x 188 x 58 mm**
- **Volume de tampon : 400 ml**
- **Couvercle de sécurité avec évents**
- **Plateau avec repérage en noir des puits et index de migration**
- **Compatible avec pipettes multicanaux**

La cuve est livrée avec :

- cuve et couvercle ;
- 1 préparateur de gels ;
- 1 plateau 105 x 83 mm ;
- 2 plateaux de 50 x 83 mm ;
- 2 peignes doubles : 8/8/17 et 12/12/25 dents ; 6/6/12 et Mark1/Prep1/23 dents ;
- cordons.

Référence	Désignation	CHF
022007	Cuve horizontale Mini large coloris naturel MT-108	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
022015	Cordons d'alimentation de rechange rouge et noir	**NC -**
022100	Systeme complet* de préparation de gels	**NC -**
022017	Préparateur de gel pour Mini cuve large	**NC -**
022018	Plateau 105 x 83 mm	**NC -**
022019	Plateau 50 x 83 mm	**NC -**

*Kit comprenant un préparateur de gels pour Mini cuve large (réf.022017), 1 plateau 105 x 83 mm (réf.022018), 2 plateaux 50 x 83 mm (réf. 022019), 2 peignes analytiques (022012 et 022014)

Peignes

*Volume de l'échantillon pour un gel de 5 mm d'épaisseur.

Peigne	022014	022012
Epaisseur dents (mm)	1	1
Largeur dents (mm)	6	4
Volume échantillons (µl)*	30	20

Référence	Désignation	CHF
022012	Peigne analytique double (8/8/17 et 12/12/25 dents)	**NC -**
022014	Peigne analytique double (6/6/12 et Mark1/Prep2/23 dents)	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com