Cuves horizontales d'électrophorèse Microgel 2

Taille de gel : 5 x 8 cm.

- **Pour une séparation très rapide**
- **Pour applications à faible échelle sur les acides nucléiques, les fragments de restriction en gel d'agarose**
- **La cuve complète se place sur une table UV pour visualiser les échantillons**
- **Volume de tampon : 150 ml**
- **Nombre maximal d'échantillons : 20**
- **Dimensions : 129 x 11 x 6 cm**

Générateurs suggérés :

- **PS 304 :** 300 Volts - 400 mA - 120 Watts
- **PS 305 :** 300 Volts - 500 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver

La cuve est livrée avec :

- plateau support de gels amovible 5 x 8 cm transparent aux UV ;
- 2 parois amovibles pour coulage direct des gels ;
- un peigne épaisseur 1 mm, 10 dents, volume 10 µl ;
- couvercle de sécurité ;
- jeu de cordons et manuel d'utilisation.



Référence	Désignation	CHF
049001	Cuve Microgel 2	NC -
049002	Plateau transparent aux UV 5 x 8 cm	NC -
049003	Jeu de cordons	NC -
049004	Système séparé de coulage de gels avec niveau et pieds réglables	NC -

Cuve horizontale Minigel 2

Taille de gel : 10 x 8 cm.

- **Pour une séparation très rapide**
- **Pour applications à faible échelle sur les acides nucléiques, les fragments de restriction en gel d'agarose**
- **Taille compacte**
- **La cuve complète se place sur une table UV pour visualiser les échantillons**
- **Volume de tampon : 250 ml**
- **Nombre maximal d'échantillons : 36**
- **Dimensions : 19 x 16 x 6 cm**

Générateurs suggérés :

- **PS 304 :** 300 volts - 400 mA - 120 Watts
- **PS 305 :** 300 volts - 500 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver

La cuve est livrée avec :

- plateau support de gels amovible 10 x 8 cm transparent aux UV ;
- 2 parois amovibles pour coulage direct des gels ;
- un peigne épaisseur 1 mm, 16 dents, volume 12 µl ;
- couvercle de sécurité ;
- jeu de cordons et manuel d'utilisation.



Référence	Désignation	CHF
049011	Cuve Minigel 2 complète	NC -
049012	Plateau transparent aux UV 10 x 8 cm	NC -
049003	Jeu de cordons	NC -
049004	Système séparé de coulage de gels avec niveau et pieds réglables	NC -

Cuve horizontale Midigel 2

Taille de gel : 10 x 14 cm.

- **Volume de tampon : 800 ml**
- **Nombre maximal d'échantillons : 72 (avec 4 peignes)**
- **Dimensions : 28 x 16 x 9 cm**
- **Pour gels de taille standard, pour screening PCR et RFLP**
- **Peignes préparatifs disponibles**
- **Bandes rouges de visualisation des dépôts**
- **La cuve est livrée complète**
- **Pour applications analytiques ou préparatives sur les acides nucléiques, les fragments de restriction en gel d'agarose**
- **Plateau support de gels 10 x 14 cm à quatre encoches pour l'insertion des peignes**
- **Plateau support de gels 10 x 8 cm à 2 encoches**
- **Les plateaux support sont transparents aux UV et équipés de parois coulissantes pour le coulage du gel**
- **Peigne 18 dents compatible avec pipettes multicanaux**
- **Pieds à hauteur ajustable et niveau à bulle incorporé**

Générateurs suggérés

- PS 304 : 300 Volts - 400 mA - 120 Watts
- PS 305 : 300 Volts - 500 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver
- PS 503 : 500 Volts - 300 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver

La cuve est livrée avec :

- plateau support de gels amovible 10 x 14 cm transparent aux UV ;
- 2 parois amovibles pour coulage direct des gels ;
- un peigne épaisseur 2 mm, 16 dents, volume 24 µl ;
- couvercle de sécurité ;
- jeu de cordons ;
- accessoires pour recirculation de tampon ;
- manuel d'utilisation.





Référence	Désignation	CHF
049025	Cuve Midigel 2 complète	NC -
049026	Plateau transparent aux UV 10 x 14 cm	NC -
049012	Plateau transparent aux UV 10 x 8 cm	NC -
049003	Jeu de cordons	NC -
049004	Système séparé de coulage de gels avec niveau et pieds réglables	NC -



Retrouvez tous les peignes compatibles sur www.milian.com et saisissez les références sur milian.com pour retrouver le guide « Eléments communs aux cuves verticales Apelex »

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com