Cuve horizontale Midigel XL



Taille de gel : 15 x 17 cm.

- **Volume de tampon : 1200 ml**
- **Nombre maximal d'échantillons : 192 (avec 6 peignes)**
- **Dimensions : 32 x 23 x 9 cm**
- **Pour gels de taille standard de 17, 12 et 7 cm de long selon le portoir utilisé**
- **Pour screening PCR et RFLP**
- **Pour applications analytiques ou préparatives sur les acides nucléiques, les fragments de restriction en gel d'agarose**
- **Plateau support de gels 15 x 17 cm à 6 encoches pour l'insertion des peignes**
- **Plateau support de gels 15 x 12 cm à 4 encoches**
- **Plateau support de gels 15 x 7 cm à 2 encoches**
- **Les plateaux support sont transparents aux UV et équipés de parois coulissantes pour le coulage du gel**
- **Les peignes 16 et 32 dents sont compatibles avec les pipettes multicanaux**
- **Peignes préparatifs disponibles**
- **Pieds à hauteur ajustable et niveau à bulle incorporé**
- **Bandes rouges de visualisation des dépôts**
- **La cuve est livrée complète**

Générateurs suggérés

- PS 304 : 300 Volts - 400 mA - 120 Watts
- PS 305 : 300 Volts - 500 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver
- PS 503 : 500 Volts - 300 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver

La cuve est livrée avec :

- plateau support de gels amovible 15 x 17 cm transparent aux UV ;
- 2 parois amovibles pour coulage direct des gels ;
- un peigne épaisseur 2 mm, 27 dents, volume 32 µl ;
- couvercle de sécurité ;
- jeu de cordons ;
- manuel d'utilisation.

Référence	Désignation	CHF
049416	Cuve Midigel XL complète	**NC -**
049427	Plateau transparent aux UV 15 x 17 cm (1 à 6 peignes)	**NC -**
049428	Plateau transparent aux UV 15 x 12 cm (1 à 4 peignes)	**NC -**
049429	Plateau transparent aux UV 15 x 7 cm (1 à 2 peignes)	**NC -**
049003	Jeu de cordons	**NC -**
049004	Système séparé de coulage de gels avec niveau et pieds réglables	**NC -**

Packs cuve Midigel XL pour 96 échantillons

Contenu du pack	Cuve Midigel XL + plateau de support de gel 150 x 170 mm + plateau de support de gel 150 x 120 mm + parois amovibles pour coulage direct des gels + 6 peignes 16 dents epaisseur 1 mm pour pipettes multicanaux + couvercle de sécurité + jeux de cordons, manuel d'utilisation	
Générateur inclus	Non	PS 304XL (300 V - 400 mA - 100 W)
Réf.	**049903B**	**049902B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Cuve horizontale Maxigel ECO 2



Taille de gel : 20 x 24 cm ou 20 x 12 cm.

- **Volume de tampon : 1800 ml**
- **Nombre max. d'échantillons : 352 (avec 8 peignes 049053 ou 049461 compatibles pipettes multicanaux)**
- **Dimensions : 28 x 37 x 9 cm**
- **Pour analyse d'ADN ou d'ARN**
- **Pour le screening rapide après PCR de 96 échantillons sur un seul gel**
- **Pour le screening des fragments de restriction en gel d'agarose**
- **Plateau support de gels 20 x 24 cm à huit encoches pour l'insertion des peignes**
- **Plateau support de gels 20 x 12 cm à 3 encoches**
- **Peignes 44 dents compatibles avec les pipettes multicanaux**
- **Peignes préparatifs disponibles**
- **Pieds à hauteur ajustable et niveau à bulle incorporé**
- **Bandes rouges de visualisation des dépôts**
- **La cuve est livrée complète**

Générateurs suggérés

- PS 305 : 300 Volts - 500 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver
- PS 503 : 500 Volts - 300 mA - 150 Watts équipé du Timer et du Gel Saver
- PS 608 : 600 Volts - 800 mA - 300 Watts équipé du Timer et de 3 displays

La cuve est livrée avec :

- plateau support de gels 20 x 24 cm amovible transparent aux UV ;
- 2 parois amovibles pour coulage direct des gels ;
- 1 peigne épaisseur 1 mm, 44/21 dents - volume 14/24 µl (réf. 049053)
- couvercle de sécurité ;
- jeu de cordons ;
- accessoires pour recirculation de tampon ;
- manuel d'utilisation.

Référence	Désignation	CHF
049039	Maxigel ECO 2	**NC -**
049040	Plateau transparent aux UV 20 x 24 cm	**NC -**
049041	Plateau transparent aux UV 20 x 12 cm	**NC -**
049003	Jeu de cordons	**NC -**
049004	Système séparé de coulage de gels avec niveau et pieds réglables	**NC -**



Retrouvez tous les peignes compatibles sur www.milian.com