Imageur SmartView Simple

- **Faible encombrement**
- **Capot en ABS**
- **Taille maximale des gels : 21 x 26 cm**
- **A compléter avec un transilluminateur**
- **filtres EtBr 560/580 nm en option**

Capteur	Appareil photo 18 Mpixels
Vitesse d'obturation (s)	1/4000 - 30
Nécessite un PC	non
Visualisation	Sur l'écran de l'appareil photo
Stockage des photographies	Carte mémoire SD
Référence	**022243B**
CHF	**NC -**



022243B

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
022340	Filtre 49 mm BET	**NC -**
022422	Filtre 49 mm SYBR green	**NC -**
022423	Filtre 49 mm ambre 580 nm	**NC -**

Imageur SmartView Pro

- **Camera CMOS 5 Mpixels avec capteur 12 bits**
- **Tranilluminateur UV 210 x 260 mm intégré (312 nm)**
- **Porte sécurisée**
- **Grand angle 21 x 26 mm**
- **Compact : 400 x 314 x 554 mm**
- **Lentille 6 mm, filtre BET, SYBR, 560 nm, 580 nm à commander séparément**
- **Connexion au PC par USB**

Modèle	UVCI-1100
Connectique	USB
Logiciel	Inclus
Transilluminateur	312 nm
Affichage	LED
Référence	**022241**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
022247	Filtre BET	**NC -**
022335	Filtre SYBR	**NC -**
022341	Filtre 560 nm	**NC -**
022342	Filtre 580 nm	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com