Transilluminateur BluView MBE-200A et MBE-300



- LED bleues (470 nm) pour une utilisation en toute sécurité
- Le MBE-300 se place sous la cuve de migration pour suivre la migration
- Le MBE-200A dispose d'un écran de protection ambre séparé

Modèle	MBE-200A	MBE-300
Longueur d'onde (nm)	470	
Matériau	Aluminium	
Dimensions l x L x H (mm)	200 x 200 x 13,9	80 x 170 x 25
Fenêtre de visualisation (mm)	153 x 153	116 x 73,8
Référence	**022339**	**022321**
CHF	**NC -**	**NC -**

Transilluminateur SmartBlue



- Transilluminateur à LED bleues (465 nm)
- Longueur d'onde optimale pour les colorants verts
- Eclairage homogène
- Ecran ambré, à deux positions, facilement détachable
- Fenêtre de visualisation : 17 x 12 cm

Réf.	Désignation	CHF
062752	Transilluminateur SmartBlue	**NC -**

Transilluminateur à LED Ultraslim



Visualisez vos gels sans UV !



- Pour la visualisation de l'ADN avec filtre ambré et lumière bleue
- Pas de dégradation de l'ADN
- Dimensions : 210 x 210 x 30 mm
- Fenêtre de visualisation : 120 x 70 mm, longueur d'onde 470 nm
- Filtre ambré avec cadre métal
- LED : matrice pour éclairage des deux côtés
- Durée de vie des LED : 50000 heures
- Compatibilité avec les gels : 110 x 60 mm , 55 x 60 mm et minigels

Référence	Désignation	CHF
523264	Transilluminateur lumière bleue	**NC -**

Transilluminateur FastGene Fas-Nano pour Smartphone et tablette



- Compact, permet la prise d'image avec un smartphone ou une tablette
- LED bleues et vertes 480 - 530 nm
- Pour gels colorés avce SYBR green/ Gold, Midori Green, SmartGlow ou autres colorants fluorescent (excitation 480 - 530 nm)
- Trois niveaux d'intensité lumineuse
- Zone éclairée de 10 x 10 cm
- Filtre-écran ambré FAS-Nano
- Livré complet avec boîte noire, filtre écran, filtre, lentille et adaptateur pour smartphone et tablette



Poids (kg)	1,2
Dimensions (cm)	21,6 x 16,8 x 12,8
Alimentation	100-240V, 50-60Hz
Référence	**523341**
CHF	**NC -**