Lampe portative à LED bleues et vertes

- **Révèle les dyes rouges et verts sans dégrader l'ADN**
- **Moins dangereux pour l'utilisateur que la lumière UV**
- **Permet de détecter l'expression de la GFP, RFP, YFP in vivo**
- **Livrée avec un écran de protection ambré et avec support pour découpe de gel**

Dimensions (mm) sans filtre L x l x h	190 x 39 x 25
Surface du filtre de protection (mm)	70 x 160
Longueur d'ondes (nm)	480 - 530
Durée de vie (heures)	50 000
Poids (g)	170
Référence	**523336**
CHF	**NC -**



Protections faciales anti-UV

- **Produits marqués CE**
- **Bloquent les UV**

Référence	Désignation	CHF
324029	Ecran facial et latéral de protection anti-UV	**NC -**
441181	Lunettes de protection anti-UV	**NC -**





Lunettes de protection ambrées anti lumière bleue

- **Recommandées pour les utilisateurs découpant régulièrement des bandes d'ADN sur gel**
- **Préviennent de l'éblouissement et améliorent la visualisation des bandes d'acides nucléiques sur les transilluminateurs à lumière bleue**

Réf.	Désignation	CHF
062814B	Lunettes de protection ambrées anti lumière bleue	**NC -**



CROSSLINKER UVITEC CL-508

NOUVEAU

- **Système d'irradiation UV dédié à la liaison d'acides nucléiques aux membranes (cross-linking) et à l'élimination de contaminants**
- **Utilisation simple et intuitive**
- **Programmation de l'émission des UV avec arrêt automatique lorsque l'énergie transmise atteint le seuil fixé**
- **Réglage de l'intensité d'irradiation (Joules/cm²) et du temps (secondes)**
- **Capteurs UV permettant des cycles d'irradiation parfaitement reproductibles**
- **A compléter avec un set de 5 tubes UV de 5 W de longueur d'onde souhaitée 254, 312 ou 365 nm**

Intensité d'iradiation UV réglable	0,025 J à 99,99 J
Temps d'iradiation	10 s à 599 min
Dimensions externes (L x p x h) (cm)	35 x 36 x 30,5
Dimensions internes (L x p x h) (cm)	26 x 33 x 14,5
Poids (kg)	10
Références	**441356**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
441357	Set de tubes UV 254 nm pour crosslinker CL-508	**NC -**
441358	Set de tubes UV 312 nm pour crosslinker CL-508	**NC -**
441359	Set de tubes UV 365 nm pour crosslinker CL-508	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com