Tubes à filtration Ultrafree MC – Ultrafree CL

Microfiltration sur microtubes 2 ml. Membrane Durapore (PVDF).
Pour l'élimination de particules et de précipités dans les échantillons aqueux, idéal pour une utilisation avec des solutions d'acides nucléiques et de protéines.

Taille des pores (µm)	Couleur		Ultrafree-MC	Ultrafree-CL
0,1	Orange	Référence	051014	051027
		Unités/boîte	25	25
		CHF/boîte	NC -	NC -
0,22	Jaune	Référence	051015	051028
		Unités/boîte	25	25
		CHF/boîte	NC -	NC -
0,45	Rouge	Référence	051016	051029
		Unités/boîte	25	25
		CHF/boîte	NC -	NC -
0,65	Violet	Référence	051017	051030
		Unités/boîte	25	25
		CHF/boîte	NC -	NC -
5	Vert foncé	Référence	051018	051031
		Unités/boîte	100	25
		CHF/boîte	NC -	NC -



	Ultrafree-MC	Ultrafree-CL
Volume maxi	500 µl	2 ml
Force centrifuge	12000 g	5000 g
Surface de filtration (cm²)	0,2	0,8
Tube à centrifuger	Microtube 2 ml	Tube 15 ml
Volume mort	‹ 5 µl	‹ 10 µl
ø x l (mm)	10,6 x 45	16,3 x 77

Filtres à centrifuger Centricon Plus-70

Unités de filtration à centrifuger munies d'une membrane Ultracel PL (récupération élevée).

- **Taux de récupération élevé (› 90 %)**
- **S'utilise en rotor à godets mobiles pour tubes 250 ml**

Applications

- **Concentration, purification, dessalage des protéines**
- **Concentration et dessalage d'éluats chromatographiques**
- **Concentration d'anticorps monoclonaux, de virus**
- **Clarification d'homogénats cellulaires**
- **Purification de lysats cellulaires**

Volume maxi initial (ml)	70
Volume concentrat final (µl)	350
Force centrifuge	3500 g
Surface de filtration (cm²)	19
ø x l (mm)	60 x 121
Format tube	250 ml


Seuil coupure Da	Réf.	Unités/boîte	CHF/boîte
10000	051555	8	NC -
30000	051556	8	NC -
100000	051557	8	NC -



Montage DNA Gel Extraction Kit

Pour l'extraction de l'ADN des gels d'agarose
Tube pour la récupération de fragments de 100 à 10000 pb d'ADN à partir de gels d'agarose.
Le kit comprend 50 microtubes d'extraction d'ADN et 500 ml de tampon 50 x TAE modifié (0,1 mM EDTA au lieu de 1 mM EDTA).

- **Simple : il suffit de placer un morceau de gel dans le nébuliseur de l'unité**
- **Rapide : centrifugation de 10 minutes**
- **ADN parfaitement fonctionnel**
- **Aucune autre étape nécessaire**
- **A usage unique, évite les contaminations croisées**
- **Idéal pour une utilisation avec des échantillons radioactifs**
- **Format microtube 2 ml : 10,6 x 45 mm**
- **Surface de filtration : 0,2 cm²**
- **Force centrifuge : 5000 g**



Vue éclatée d'un Ultrafree-DA :
1 - Gel
2 - Nébuliseur de gel
3 - Insert de filtration
4 - Microtube à centrifuger
5 - ADN



Référence	Référence Millipore	Désignation	Unités/boîte	CHF/boîte
051343	LSKGEL050	Montage Gel Extraction KiNC	50	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com