
Multiscreen PCR





Purification des produits de PCR.
Plaque 96 puits avec membranes d'ultrafiltration développée spécifiquement pour la purification des produits PCR.
Utilisée pour des applications telles que le séquencage, le génotypage, la préparation des microarrays ou encore les applications de clonage.
Son protocole de 10 minutes (chargement des puits, filtration sous vide, resuspension de l'ADN) ne fait intervenir ni lavage, ni solvants, ni sels et permet une récupération optimale des échantillons avec une pureté élevée.

Pourcentage de récupération :

Paires de bases	Pourcentage de récuperation
137 pb	70 %
301 pb	78 %
500 pb	› 90 %
1159 pb	› 90 %

Référence	Référence Merck Millipore	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
051001	MSNU03010	Plaque Multiscreen PCR	10	**NC -**
051002	MSNU03050	Plaque Multiscreen PCR	50	**NC -**
051621	MSVMHTS00	Support filtration HTS	1	**NC -**
051738	LSKMPCR10	Plaque Multiscreen µ96 PCR	10	**NC -**
051462	LSKMPCR50	Plaque Multiscreen µ96 PCR	50	**NC -**

Kit montage Miniprep, kit montage SEQ Cleanup

Référence	Désignation	CHF les 24
051279	Kit montage Miniprep	**NC -**
051282	Kit montage SEQ Cleanup	**NC -**

Gamme de plaques Multiscreen Classique (format non HTS)

Taille pores (µm)	Membrane	Plastique		Non stérile les 10	Non stérile les 50	Applications types
0,45	Durapore (PVDF hydrophile)	Transparent	Réf. Merck Millipore	MAHVN4510	MAHVN4550	Approuvé pour le diagnostic clinique, dosages de protéine kinase/ phosphatase, préparation d'échantillons, élimination des Dye Terminators.
			Référence	**051004**	**051005**	
			CHF	**NC -**	**NC -**	



Voir page 1035 du chapitre "Filtration" pour la gamme de plaques Multiscreen Classique.

Système de filtration sous vide Wellvac



- **Simplifie et réduit le temps nécessaire à la purification d'acides nucléiques**
- **Remplace les étapes de centrifugation, exceptée l'étape finale de collecte des acides nucléiques**
- **Design unique permettant d'utiliser aussi bien les plaques 96 puits que les colonnes**
- **Livré complet avec adaptateur pour colonnes de purification (24 positions), connecteurs Luer, bouchons Luer et réservoir à déchets**
- **Possibilité de collecter les effluents dans une bouteille 1,2 l en PES**
- **Disponible en version avec pompe Rocker 300 (détail de la pompe pages 1781)**

Réf.	Désignation	CHF
886059	Wellvac 200	**NC -**
886060	Wellvac 200 avec pompe Rocker 300	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
886063	Connecteur Luer pour Wellvac 200 (pack de 25)	**NC -**
886064	Bouchon Luer pour Wellvac 200 (pack de 25)	**NC -**
886065	Réservoir Deepwell 96 x 2 ml	**NC -**
886066	Bouteille réservoir à déchet 1,2l en PES	**NC -**
886068	Tube silicone 30 cm	**NC -**