Concentrateurs Vivaspin







	Vivaspin 500			Vivaspin 2									Vivaspin Turbo 4		
Vol. max. d'échantillon (ml)	0,5			2									4		
Vol. mini. du concentrateur (µl)	5			8									30		
Surface de filtration (cm^2)	0,5			1,2									3,2		
Facteur de concentration max.	x 100			x 250									x 133		
Volume mort	‹ 5 µl			‹ 10 µl									‹ 10 µl		
Type de centrifugueuse	Tout type avec tubes 2,2 ml			Tout type avec tubes 15 ml									Tout type avec tube 15 ml		
Force centrifuge recommandée*	3 - 15 000 g						2 - 8 000 g						4000 g		
Type Membrane**	PES			TAC			PES			RC HYDROSART®			Double membrane PES		
Type Réservoir	Polycarbonate			Polycarbonate			Polycarbonate			Polycarbonate			PP & butadiene-styrène		
Dalton	**Réf.**	**Unités/ boîte**	**CHF/ boîte**	**Réf.**	**Unités/ boîte**	**CHF/ boîte**	**Réf.**	**Unités/ boîte**	**CHF/ boîte**	**Réf.**	**Unités/ boîte**	**CHF/ boîte**	**Réf.**	**Unités/ boîte**	**CHF/ boîte**
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146685**	25	**NC -**	-	-	-
2000	-	-	-	-		-	-	-	-	**146686**	100	**NC -**	-	-	-
3000	**146635**	25	**NC -**	-	-	-	**146660**	25	**NC -**	-	-	-	**150494**	25	**NC -**
3000	**146636**	100	**NC -**	-		-	**146661**	100	**NC -**	-	-	-	**150495**	100	**NC -**
5000	**146637**	25	**NC -**	**146654**	25	**NC -**	**146662**	25	**NC -**	**146687**	25	**NC -**	**146693B**	25	**NC -**
5000	**146638**	100	**NC -**	**146655**	100	**NC -**	**146663**	100	**NC -**	**146688**	100	**NC -**	**146694B**	100	**NC -**
10 000	**146639**	25	**NC -**	**146656**	25	**NC -**	**146664**	25	**NC -**	**146689**	25	**NC -**	**146695B**	25	**NC -**
10 000	**146640**	100	**NC -**	**146657**	100	**NC -**	**146665**	100	**NC -**	**146690**	100	**NC -**	**146696B**	100	**NC -**
20 000	-	-	-	**146658**	25	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 000	-	-	-	**146659**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 000	**146641**	25	**NC -**	-	-	-	**146666**	25	**NC -**	**146691**	25	**NC -**	**146697B**	25	**NC -**
30 000	**146642**	100	**NC -**	-	-	-	**146667**	100	**NC -**	**146692**	100	**NC -**	**146698B**	100	**NC -**
50 000	**146643**	25	**NC -**	-	-	-	**146668**	25	**NC -**	-	-	-	**146699B**	25	**NC -**
50 000	**146644**	100	**NC -**	-	-	-	**146669**	100	**NC -**	-	-	-	**146700B**	100	**NC -**
100 000	**146645**	25	**NC -**	-	-	-	**146670**	25	**NC -**	-	-	-	**146701B**	25	**NC -**
100 000	**146646**	100	**NC -**	-	-	-	**146671**	100	**NC -**	-	-	-	**146702B**	100	**NC -**
300 000	**146647**	25	**NC -**	-	-	-	**146672**	25	**NC -**	-	-	-	-	-	-
300 000	**146648**	100	**NC -**	-	-	-	**146673**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-
1 000 000	**146649**	25	**NC -**	-	-	-	**146674**	25	**NC -**	-	-	-	-	-	-
1 000 000	**146650**	100	**NC -**	-	-	-	**146675**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-
0,2 µm	**146651**	25	**NC -**	-	-	-	**146676**	25	**NC -**	-	-	-	-	-	-
0,2 µm	**146652**	100	**NC -**	-	-	-	**146677**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Kit départ***	**146653**	25	**NC -**	-	-	-	**146678**	25	**NC -**	-	-	-	-	-	-

* Selon le type de membrane et de seuil de coupure ** TAC : triacétate de cellulose, RC : Cellulose régénérée, PES : Polyéthersulfone
*** Kit comprenant 5 Vivaspin de chacuns des seuils de coupures suivants : 5, 10, 30, 50, 100 kDa

Adapté à la concentration, purification et dessalage de solutions biologiques, à l'élimination de primers, d'acides aminés et de nucléotides.

- **Surface de filtration importante pour un débit excellent et une concentration rapide**
- **Matériaux à faible rétention et système anti-assèchement, pour un taux de récupération maximal**
- **Membranes inclinées parallèles à la force centrifuge, pour une efficacité supérieure sans colmatage**
- **Facteur de concentration élevé : de 100 à 400 fois**

Vivaspin Turbo 4 et 15 :

Système à double membrane, assurant une vitesse de concentration accrue

Vivaspin 20 :

Système à double membrane, assurant une vitesse de concentration accrue. Utilisable en centrifugation et/ou avec pression via le bouchon pressurisable (en option). Combinaison pression/centrifugation particulièrement adapté pour les échantillons visqueux (sérums) ou à basse température

Vivaspin 20 - accessoires

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
146763	Réservoir diafiltration	12	**NC -**
146764	Tête pressurisable Vivaspin 20	1	**NC -**
146765	Contrôleur de pression (APC) - incluant jauge, valve de sécurité, connexion mâle et femelle, compatible avec les autres produits Vivascience pressurisables	1	**NC -**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
146767	Raccord femelle	1	**NC -**
146768	Raccord mâle	1	**NC -**
146769	Tube ø4 mm (3 cm)	1	**NC -**