Concentrateurs Vivaspin suite



	Vivaspin 6	Vivaspin Turbo 15	Vivaspin Turbo 15R	Vivaspin Turbo 15RC	Vivaspin 20
Vol. max. d'échantillon (ml)	6	4 à 15	15	4 à 15	20
Vol. mini. du concentrateur (µl)	30	100	30	100	50
Surface de filtration (cm²)	2,5 cm²	7,2 cm²	3,9 cm²	8,1	6 cm²
Facteur de concentration max.	x 200	x 150	x 500	x 150	x 400
Volume mort	‹ 10 µl	‹ 10 µl	‹ 20 µl	‹ 10 µl	‹ 20 µl
Type de centrifugueuse	Tout type avec tubes 15 ml	Tout type avec tubes 50 ml	Tout type avec tubes 50 ml	Tout type avec tubes 50 ml	Tout type avec tubes 50 ml
Force centrifuge recommandée*	3 - 8 000 g	4000 g	1,5 - 6 000 g	4000 g	1,5 - 6 000 g
Type Membrane**	PES	Double membrane PES	RC HYDROSART	Cellulose régénérée	Double membrane PES
Type Réservoir	Polycarbonate	PP & butadiene-styrène	Polycarbonate	PP & butadiene-styrène	Polycarbonate

Dalton	Réf.	Unités/ boîte	CHF/ boîte	Réf.	Unités/ boîte	CHF/ boîte	Réf.	Unités/ boîte	CHF/ boîte	Réf.	Unités/ boîte	CHF/ boîte	Réf.	Unités/ boîte	CHF/ boîte
2000	-	-	-	-	-	-	**146736**	12	**NC -**	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	**146737**	48	**NC -**	-	-	-	-	-	-
3000	-	-	-	**150205**	12	**NC -**	-	-	-	-	-	-	**146744**	12	**NC -**
3000	-	-	-	**150206**	48	**NC -**	-	-	-	-	-	-	**146745**	48	**NC -**
5000	**146706**	25	**NC -**	**150207**	12	**NC -**	**146738**	12	**NC -**	-	-	-	**146746**	12	**NC -**
5000	**146707**	100	**NC -**	**150208**	48	**NC -**	**146739**	48	**NC -**	**147091**	48	**NC -**	**146747**	48	**NC -**
10 000	**146708**	25	**NC -**	**150209**	12	**NC -**	**146740**	12	**NC -**	-	-	-	**146748**	12	**NC -**
10 000	**146709**	100	**NC -**	**150210**	48	**NC -**	**146741**	48	**NC -**	-	-	-	**146749**	48	**NC -**
30 000	**146710**	25	**NC -**	**150211**	12	**NC -**	**146742**	12	**NC -**	-	-	-	**146750**	12	**NC -**
30 000	**146711**	100	**NC -**	**150212**	48	**NC -**	**146743**	48	**NC -**	-	-	-	**146751**	48	**NC -**
50 000	**146712**	25	**NC -**	**150213**	12	**NC -**	-	-	-	**147096**	12	**NC -**	**146752**	12	**NC -**
50 000	**146713**	100	**NC -**	**150214**	48	**NC -**	-	-	-	**147097**	48	**NC -**	**146753**	48	**NC -**
100 000	**146714**	25	**NC -**	**150215**	12	**NC -**	-	-	-	**147098**	12	**NC -**	**146754**	12	**NC -**
100 000	**146715**	100	**NC -**	**150216**	48	**NC -**	-	-	-	-	-	-	**146755**	48	**NC -**
300 000	**146716**	25	**NC -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**146756**	12	**NC -**
300 000	**146717**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**146757**	48	**NC -**
1 000 000	**146718**	25	**NC -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**146758**	12	**NC -**
1 000 000	**146719**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
0,2 µm	**146720**	25	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**146760**	12	**NC -**
0,2 µm	**146721**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**146761**	48	**NC -**
Kit départ***	**146722**	5 x 5	**NC -**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**146762**	2 x 6	**NC -**

* Selon le type de membrane et de seuil de coupure
** TAC : triacétate de cellulose, RC : Cellulose régénérée, PES : Polyéther sulfone
*** Kit comprenant 5 Vivaspin (sauf kit Vivaspin 20, comprenant 2 Vivaspin) de chacuns des seuils de coupures suivants : 5, 10, 30, 50, 100 kDa (et 0,2µm pour kit Vivaspin 20)

Système d'ultrafiltration pour concentration d'ADN Vivacon 500 et 2

- **Conception à membrane horizontale**
- **Concentration d'échantillons d'ADN dilués avec rendements élevés (+ 90 %) grâce à la membrane Hydrosart®**
- **Re-spin pour récupération quantitative du concentrat : capuchon de re-spin facile à enlever**
- **Vivacon 2 : adapté aux rotors standard pour tubes Falcon 15 ml**
- **Vivacon 500 : adapté aux rotors standard pour tubes à centrifuger de 2,2 ml**

	Vivacon 500				Vivacon 2			
Seuil de coupure	Réf. (par 25)	CHF les 25	Réf. (par 100)	CHF les 100	Référence (par 25)	CHF les 25	Réf. (par 100)	CHF les 100
2 000	**150166**	**NC-**	**150167**	**NC-**	**150176**	**NC-**	**150177**	**NC-**
10 000	**150168**	**NC-**	**150169**	**NC-**	**150178**	**NC-**	**150179**	**NC-**
30 000	**150170**	**NC-**	**150171**	**NC-**	**150180**	**NC-**	**150181**	**NC-**
50 000	**150172**	**NC-**	**150173**	**NC-**	**150182**	**NC-**	**150183**	**NC-**
100 000	**150174**	**NC-**	**150175**	**NC-**	**150184**	**NC-**	**150185**	**NC-**





Prix indicatifs. Consultez www.milian.com