Concentrateurs Spin-X Corning®



3 volumes au choix, 5 seuils de rétentions

Membrane verticale et chambre de filtration à canal fin, minimisant la saturation de la membrane et permettant une filtration rapide, même pour les solutions chargées en particules.

Concentrateur	Spin-X UF 500		Spin-X UF 6		Spin-X UF 20	
Volume max. d'échantillon (ml)	0,5		6		20	
Volume min. du concentrat (µl)	5		30		50	
Surface de filtration (cm²)	0,5		2,5		6	
Facteur de concentration max.	x 100		x 200		x 400	
Volume mort (µl)	‹ 5		‹ 10		‹ 20	
Hauteur totale (mm)	50		122		116	
Ø total (mm)	11		17		30	
Accélération max. recommandée (angle fixe) (g)	15000		10000		8000	
Type de membrane	Polyésthersulfone		Polyésthersulfone		Polyésthersulfone	
Type de réservoir	Polycarbonate		Polycarbonate		Polycarbonate	
Seuil de coupure MWCO	**Réf.**	**CHF les 25**	**Réf.**	**CHF les 25**	**Réf.**	**CHF les 12**
5 kDa	**431477**	**NC -**	**431482**	**NC -**	**431487**	**NC -**
10 kDa	**431478**	**NC -**	**431483**	**NC -**	**431488**	**NC -**
30 kDa	**431479**	**NC -**	**431484**	**NC -**	**431489**	**NC -**
50 kDa	**431480**	**NC -**	**431485**	**NC -**	**431490**	**NC -**
100 kDa	**431481**	**NC -**	**431486**	**NC -**	**431491**	**NC -**

- **Seuil d'arrêt intégré, évitant de filtrer jusqu'à assèchement**
- **Tube gradué avec affichage du seuil de rétention**



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide de filtration Corning

Microtubes de filtration ClearSpin







- **Microtubes nez de dauphin 2 ml avec un insert comprenant une membrane de filtration**
- **Livrés montés, bouchons fermés**
- **Volume de travail : 500 µl**
- **Membrane en acétate de cellulose ou nylon**
- **Vitesse maximale de centrifugation : 16 000 g**

ADN humain · Pyro-gènes · DNase RNase

ClearLine®

Membrane	Acétate de cellulose			Nylon
Porosité (µm)	0,22		0,45	0,22
Stérile	Non	Oui	Oui	Non
Unités/sachet	25 tubes + inserts	24 tubes + inserts	24 tubes + inserts	100 tubes + inserts
Référence	**007856ACL**	**007857ACL**	**007859ACL**	**007860ACL**
CHF/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Insert ClearSpin seul sans tube ni membrane

Référence	Désignation	Unités/ sachet	CHF/ sachet
007862CL	Insert ClearSpin seul sans tube ni membrane	1000	**NC -**

